

# 黑河RCCS悬浮细胞旋转培养免费咨询

产品名称	黑河RCCS悬浮细胞旋转培养免费咨询
公司名称	苏州乾芸仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市金枫南路1258号金桥工业园D栋4楼
联系电话	13862149980

## 产品详情

普通培养皿是否可以用在RSOC-GRS2100系列回转培养系统中？

有用户问，现在的转壁式生物反应容器太贵了，用于实验成本太高，是否可以使用普通的培养皿在RSOC-GRS2100系列回转培养系统上从事回转培养研究呢？是可以的！通过使用配套的培养皿适配器，即可以方便地将普通的培养皿放在RSOC回转培养系统中使用，目前，我们提供的适配器支持常见的60mm或100mm的培养皿，对于部分品牌的90mm的培养皿同样可适配。在运用这台反应器用于地上试验时期，咱们发现这些反应器中的细胞构成3D聚合体。

RSOC回转培养系统可以同时使用几只T25规格的培养瓶？

有的用户每次的培养样本量比较大，RCCS悬浮细胞旋转培养，所以，能同时开展培养的数量就非常重要！RSOC标准机型GRS210011系列提供了一个回转基座，可同时接驳2只T25培养瓶的适配器，每适配器可适配3只T25规格的培养瓶，也就是说，作为基础的机型，应该可以满足大多数用户的需求了，但如果用户需要更大容量，可以考虑购买其它型号，可实现同时12只或48只培养瓶的培养量。Please refer to the white paper authored by Dr.

RSOC回转培养系统的培养瓶适配器能够使用其它规格的培养瓶吗？

目前，因为考虑的二氧化碳培养箱的空间有限，和达到较好的微重力培养效果，RSOC-GRS2100系列回转培养系统配套的培养瓶适配器只能支持T25规格的培养瓶，并且，每只适配器只能放置3只T25规格的培养瓶。RCCS这样的体系还供给了ex vivo培育环境，研讨者可使用RCCS以讨论微环境因子，对细

胞分解和功用的影响。但，RSOC-GRS2100系列回转培养系统可以同时连接2只T25规格的培养瓶适配器，所以，每次实际的培养量达到6只，这对于一般的科研来说已经足够！