

导管室医用恒温箱FYL-YS-150L

产品名称	导管室医用恒温箱FYL-YS-150L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温控范围:2-48/0-100 风循环:新型风道
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

导管室医用恒温箱FYL-YS-150L福意联企业凭借其经营理念、以技术创新、服务、周到的营销体系为主源头，以产品为基准，充分发挥企业雄厚的技术力量，资本力量，人才力量，不断研制、创新出更多的产品，不断用精湛的技术，的产品质量和周到的服务于客户，给卫生机构、科研事业单位带来了贴心产品，在行业中深受广大客户信赖；福意联企业用自身的实力和创新精神。

导管室医用恒温箱FYL-YS-150L产品特征主要特点：1，温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温均匀内置温感探头，自动显示箱体内部温度2，温控系统：PTC加热技术，均匀制冷恒温效果好采用品牌压缩机，循环风机，充分保证整机性能3，稳定运行：采用风道设计，多空入风，温度恒温均匀制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温4，安全设计高低温报警，温感故障报警等，保护物品安全安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性化设计(功能选配)如有升级请以实物为准导管室医用恒温箱FYL-YS-150L产品参数

注意事项：1、搬运移动时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。3、不以玻璃门为着力移动冰箱。4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。5、在使用过程中，箱门开启不要过于频繁，尽量减少开门次数，缩短开门时间，以减少箱内气体外漏。6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被吸入冷凝器处，影响制冷效果。导管室医用恒温箱FYL-YS-150L