

# 医用创面清创仪

产品名称	医用创面清创仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

医用创面清创仪 一、超声波清创：采用钛合金手柄，40KHZ的超声波频率，在清理创面过程中因为不接触创面，因此能够对创面实现无痛清创。40kHz的超声波频率世界\*\*水平，130ml/min的水流量，能够\*\*的清理糜烂性的组织、化脓性的组织，如，窦道、瘘道、肛肠、烧伤等创面，持续工作，手柄也不会发烫，这就是技术的体现。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二、脉动压力清创：脉动压力清创，主要清理一些大面积的创伤、车祸伤、DAO砍伤、犬咬伤等新鲜的创面。3000ml/min的水流量，56KPa的水压，故而能够对创面实现\*\*的清理。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三、负压回收：在清理创面的过程中会产生一些清理废液，该清创机\*有的负压吸引功能，能够实时的对清创过程中的废液进行回收，进行集中处理。 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该清创机采用的是双核的设计，操作面板为14寸液晶显示屏，开机即用，三个功能能够同时工作，并有脚踏开关，在手术室医生双手都被占用的情况下可以使用脚踏开关进行控制机器。 车祸伤往往患者身上会沾满泥沙、污渍，此时抢救刻不容缓。在抢救之前必须要清理伤口的污渍，但是，在现在医院依旧用传统的清创方式棉签、棉球蘸消毒水、酒精、碘液进行擦拭，因为触及到了新鲜的创面，新鲜的创面神经细胞并没有灭掉，患者能不疼痛吗？答案是肯定的，非常疼痛。医疗经过8年精心研究，多功能清创机横空问世，采用56千帕的水压，每分钟3000毫升的水流量，能够\*\*的冲洗这些新鲜的创面，把伤口暴露在医生的视野范围内，能够为抢救赢得时间，解决这一难题。