

注氧仪/注氧活肤仪/豪华注氧皮膜培植仪

产品名称	注氧仪/注氧活肤仪/豪华注氧皮膜培植仪
公司名称	胡志木
价格	.00/个
规格参数	品牌:VNS
公司地址	中国广东广州市白云区 石井镇朝阳村杨梅南街杨梅岗工业区29号
联系电话	86 020 89864214 15711925188

产品详情

品牌 VNS

什么是皮膜？及其皮膜的结构？皮膜的定义：就是在皮肤的表皮之上的一层由皮沟、皮脊、皮脂、表皮层新构成的米字格网状结构。是人体表皮在正常情况下，呈米字格网状结构，非常均匀而清晰的覆盖在皮肤表层的皮肤组成物。

美容院的皮膜顾问：用皮肤测试仪测试皮肤的时候，用探头认真仔细地检查皮肤，在屏幕上就可以比较：客人手臂内侧完好皮肤与面部出现问题的皮肤之间的差别（比如红血丝部位），屏幕上两者的“米”字结构，明显不一样，面部的“米”字结构已经很模糊和断裂。

皮膜的主要功能是什么？皮膜对我们人体很重要，健康的皮膜能够拉紧皮肤结构、阻挡紫外线、防止液体渗漏、阻挡外界有害物质的侵入。种植后能提高皮肤免疫力，就像给皮肤穿了一层保护衣，拉上了一层遮挡光线的窗帘。使皮肤受到保护，还能调整人体内分泌、保养生物钟，使人重现青春光彩。皮膜种植就是还原健康皮肤的疗法是抗衰老项目--皮肤蛋白质结构弹力的减弱，是皮肤成皱和松弛的直接原因。皮膜再生仪促进美容产品与皮肤的亲和力，提高穿透性。使皮肤平展、粗大毛孔收缩变细，使已松弛的皮肤迅速恢复弹性，可预防皮肤松弛、下垂，经常使用可有效地使皮膜增厚，面色红润抵抗皮肤衰老。

皮膜种植仪的主要功能：

- 1、瞬间去除老化角质及毛孔中污垢，并无痛地排出阻塞毛孔的粉刺、青春豆、面部黑斑，使皮肤得到彻底清洁。
- 2、改善皮肤的血液循环，促进皮肤深层的支撑纤维的再生，舒缓皱纹，提高皮肤光滑度。
- 3、提升下垂肌肉，平衡酸碱度，促进皮肤水合作用，收紧毛孔，刺激松弛皮肤，再生皮膜。有助于老化肌肤再生，保持组织弹性，加速新陈代谢，防止黑色素产生，预防皱纹产生。
- 4、改善结缔组织功能，恢复天然韧性。降低毛细血管的脆弱性和破裂的倾向，加速已损坏皮肤的恢复。
- 5、深入刺激细胞的机能，补充其生物电能，收敛毛孔，去除臭酸，具有抗菌、消炎的能力。
- 6、更清晰地观测肌肤表层角质、色素沉淀、毛孔状态。

注氧工作原理：

全能注氧仪采用世界先进的psa(变压吸附原理)，在常温下,接通电源,瞬时即可连续从空气中分离出高浓度且无尘无菌的医用纯氧,同时实现了吸氧、注氧和雾化喷氧三大功能为一体,全面而彻底地解决了身体、皮肤缺氧的难题。将98%的纯氧及活性营养精华通过脉搏式推动注入皮肤深层，有效加速成细胞的新陈代谢。令肌肤即时恢复健康，滋润和光泽。

注氧功能说明:

1、吸氧治疗：带上面罩，用98%纯氧配合香薰通过呼吸道吸入，可产生以下作用：

a、呼吸系统——鼻窦炎、咽喉炎、感冒等；

b、神经系统——神经衰弱、失眠、偏头痛等；

c、血液——白细胞减少症；

d、消化系统——便秘、肠胃功能紊乱；

e、代谢及内分泌——糖尿病、更年期综合症、月经失调、痛经、改善皮肤微环、促进伤口愈合、加速代谢、增加免疫功能、调节内分泌；

f、皮肤——各种皮肤问题：提高细胞活性，延缓细胞衰老，改善促进血液循环和新陈代谢，收紧皮肤，祛皱，改善色斑，美白皮肤，改善暗疮，平衡油脂分泌，改善敏感皮肤。

闻氧15分钟后即休息片刻，更合适肺弱人士。

做吸氧疗程时气压应调至3lpm。

2、淋巴引流治疗：通过吸引力，让淋巴管及血液循环畅通，将异物及毒素排除。

3、喷氧治疗：用氧气配合活性浓缩成份的精华液做皮肤纯氧按摩，治疗各种瘙痒症、敏感皮肤、神经性皮炎、接触性皮炎、湿疹、暗疮皮肤、日光症。

4、注氧治疗：通过无针头压力注氧，把纯氧及特殊的美容配方产品注入表皮基底层，强化细胞，增加其抵抗力，使废物容易排出，促进新陈代谢，治疗及改善因缺氧而引起的肤色暗淡、皱纹、松弛、色素沉着等皮肤问题。

5、bio细胞活化仪：通过输出模仿人体生物电流，经过皮肤进入肌肉细胞，刺激细胞内蕴含的能量atp，让细胞恢复正常运作和功能，塑造面部轮廓、瘦脸、减双下巴、淡化皱纹、收细毛孔等。

产品规格参数说明：

voltage/电压：220v +5%/-10%、50hz
energy consumption 瓦特数：400w
flow setting/氧气输出量：from 0-5 liters/minute
max treatment pressure/ 最高压强：2.0bar
dimension/尺寸：50cm × 39cm × 92cm
weight/重量：38.5kg
warranty/保修期：1 year
operating temperature/操作温度：10-45