

# 410P-19A台式氨离子浓度检测仪

产品名称	410P-19A台式氨离子浓度检测仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥立龙 型号:410P-19A 名称:410P-19A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### 410P-19A台式氨离子浓度检测仪

410P-19A (STARA2146) 台式氨离子浓度套装大屏幕LCD显示，可让您快捷地得到测量信息。可显示pH/ISE/mV/RmV和温度，以及电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标，对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等功能选项保证在多数场合都能得到精确的测量结果。

#### Orion奥立龙410P-19A台式氨离子浓度套装的功能特点：

操作界面有中文、英文等6种语言供选择。 AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。可编辑pH/ISE的校准结果，使得测量曲线更准确，无需重新校准。可保存多至5000组测量数据，符合GLP标准。可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。台式和便携式仪器均可使用AA电池或电源适配器。台式防护等级IP54，便携式防护等级IP67。

#### Orion奥立龙410P-19A台式氨离子浓度套装的技术参数：

pH	测量范围	-2.000 – 20.000		
	分辨率	0.1, 0.01, 0.001		
	相对精度	± 0.001		
	校准点	较多5点		
	校准编辑功能	有		
mV/RmV	± 2000.0mV	0.1		
	EH ORP模式			
	离子浓度	0 - 19999		
	单位	ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位		
		较多3位有		

校准功能	定时终点，线性校准，可选择非线性自动空白，低浓度测量稳定性		
温度	范围	-5 - 105	
	温度校准功能	有，1点	
	数据存储	数量	5000条（台式为2000条），符合GLP标准
		记录类型	手动、自动、定时（间隔）
记录编辑	单条删除、全部或部分选择性删除		
输入	pH/ISE电极	BNC，参比电极接口	
	ATC探头	8针mini DIN接口	
输出	RS232接口，USB接口		
电源	电源适配器	100-240V AC	
	AA电池	4节	