

# 超声清创机处置慢性创面的原因-医用超声清创治疗系统

产品名称	超声清创机处置慢性创面的原因- 医用超声清创治疗系统
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

超声清创机

号：MUI-T8

慢创清创案例及收费

慢性创面为什么要清创？

首先，为了正确地评估伤口，我们必须能够看清楚伤口床的组织结构或失活组织不仅会阻碍伤口愈合过程，而且增加和脓血症的发生风险组织或是的良好培养基。清创的目标是使伤口“恢复”急性状态，从而重新启动和加速伤口的正常愈合过程。

其次，生物膜被发现存在于60%至90%的慢性伤口中。成熟的生物膜具有物理和代谢防御机制。这些防御机制会让生物膜抵宿主剂剂和紫外线等的杀伤。序贯器械清创可以生物膜的生长和因子，从而促进伤口愈合。

清创注意事项：

目前的治疗指南建议：稳定、完整的足跟焦痂（干燥、牢固附着、完整，没有红斑或波动）不应被去除。焦痂作为天然的屏障，可以保护伤口不受污染。如果焦痂变得不稳定（潮湿、渗出、附着疏松、肿胀、发红），应根据机构指南予以清创去除。

对自身性性脓皮病伤口，存在明显的活动边界时，传统清创手法会使伤口恶化。这是因为

清创激发了炎症反应。接受治疗、没有活动性边界时，可以接受外科清创设备进行清创治疗。

不断扩大的组织坏死和紫罗兰色边界的钙症伤口，不应进行直接清创。清创前患者须完成钠治疗、确认坏死组织范围停止扩大、紫罗兰色边界消失。然后根据患者情况选用清创机进行清洗治疗。