

多功能超声清创仪-厂家直供

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 多功能超声清创仪-厂家直供 |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

普外多用途创面仪

应用领域：

- 1、各种创伤、手术治疗创口、环境污染或是感染创口/创面，如烧伤创面、病毒性创口/创面、窦道、瘘道等；
- 2、久治不愈创口，如糖尿病伤口、压疮、神经系统营养成分溃烂、外伤溃烂等；
- 3、皮下组织外伤、开放性骨折创面清洗等。

优点

- 1、超声波创面是一种可选择性创面，在消除萎缩机构的一起可维护再生上皮组织，减少痊愈时间。
- 2、超声波创面用水量少，流水为雾化状无工作压力，仅有在刀片触碰伤口时才会出现轻度手感故不容易导致疼痛。
- 3、唯一具备温度控制作用的超声波创面商品。可将创面液的温度全自动稳定在25-35度区域内，减少冬天超低温液态对创口的刺激性。在提高舒适感和减少疼痛感的同时也可以预防因温度巨变造成的血管收缩、筋挛而造成凝血功能阻碍等不利伤口修复状况的产生。
- 4、创新水电工程分体式脱卸式摇杆，解决了管道和刀片的杀菌问题，提升摇杆的运用高效率与使用寿命。刀片选用TC4钛金属，并经过了微生物相容性试验（有检测报告），可直接接触创口。

适用部门：

急诊、肾内科、烧伤科、伤口换药室、手足外科、外伤科、创口修补科、脑外科等。（只需有创口/创面的部门均可适用）

忌讳：

眼周清洗，头部伤口，孕妈妈腹腔创口；安装电力工程推动设备(如心脏起搏器)的患者创口/创面。

医治频次间距：每日一次或隔日一次清洗。

临床医学实际效果汇总

普外多用途创面仪合适于身体一部分可直接接触碰的破坏与感染位置的清洗医治与负压力引流方法，整体高效率（显效率加高效率）为95%以上，病菌清除率达93%，是基本创面的3-4倍，缓解患者的炎症介质和痛疼，降低渗出液且无其他不良反应。