

# 美容仪功能检测、功能验证

产品名称	美容仪功能检测、功能验证
公司名称	深圳市中为检验技术有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路109号1A106
联系电话	19925421159 19925421159

## 产品详情

各类美容仪作用机理：按照美容仪的常见效用和作用原理，常见分类如下：

电流，电脉冲仪器:采用微电流脉冲调制技术，对人体皮下组织肌肉，经络，穴位实施作用以达到紧肤，去皱，美

容的目的。

微震动仪器:采用机械震动，电压刺激方式，使人体肌肤收紧，增加自身弹性，增强皮肤细胞的新陈代谢。

· 各色LED光照射仪器:运用各波段光对肌肤组织不同的作用机理，改善人体肌肤状况。

升高体温的仪器:采用设备使人体体温升高 加速人体代谢，代表设备蜡溶机红光照射仪等。

微波仪器:利用微波可以渗透皮下深层组织，带动细胞收缩运动达到美容紧肤。

真空吸附式仪器:设备用专用吸附工具，在人体皮肤上作用，把人体皮肤利用真空吸起，随着工具在身体上面的游

走动作，达到挤压、按摩、运动的作用，可实现排毒、紧肤，增加组织细胞活力。

激光疗法仪器:利用激光的热能，摧毁皮肤表皮细胞，主要应用在去斑、去痣、消除痞子、鞘子、痍子等。

超声波仪器:利用超声波高频需荡的特性，在人体肌肤作用，使肌肤产生高能量的运动，达到收缩肌肤的作用。

水浴仪器:利用水流，水温，水与人的亲和力作用达到全身美容的目的。

强光美容仪器·利用强光在皮肤表面产生瞬间高温，起到淡斑，去除红血丝的作用。

.磁场机理仪器:利用电磁场或者高能磁场，对人体作用达到美容效果。

射频作用仪器:利用高频率震荡电流使真皮层受热，促进胶原蛋白合成，使皮肤收缩，达到去皱，收紧肌肤的效果

电子导入仪器:通过利用电子电流物理渗透导入作用，把相关美容试剂、药物导入皮肤内部，达到美容的效果。

重蒸美容仪器:分为冷态，热态方式，利用专用设备把美容试剂，药物等蒸发形成气态形式渗透到皮肤组织内，达

到美容的效果。

纯氧透入仪器:采用专用设备把氧气加到一定压力，作用在人体皮肤组织，增加细胞组织氧的摄入量。

大部分家用美容仪在国际和国内的分类有一定差异，美国因为FDA管理体制完善将大部分此类美容仪器归为医疗器械，

国际上其他国家和国内大多美容仪器被归为家用类器具。国际和国内上对美容仪器的标准要求主要有:

国际方面:

IEC 60335-2-27 家用和类似用途电器安全性第2-27部分:紫外和红外辐射皮肤护理电器的特殊要求

IEC 60335-2-113 家用和类似用途电器安全性.第2-113部分:包含激光和强光源的美容和美容护理用具的特殊要求

IEC60335-2-115家用和类似用途电器安全性第2-115部分:皮肤美容护理器具的特殊要求

国内方面:

GB/T36419家用和类似用途皮肤美容器

GB/T36419在安全要求中大多引用IEC 60335-1(GB47061)家用电器通用要求、IEC60335-2-23(GB

4706.15)皮肤手发护理器具和IEC60335-2-113含强光源和激光美容仪器的要求。对于其他不含激光和强光源的美容仪

器GB/T36419中附录A特别增加了对应要求，器内容与IEC60335-2-115类似。

注:不能仅用IEC60335-1(GB 4706.1)家用电器通用要求，IEC 60335-2-23(GB 4706.15)皮肤毛发护理器

具这两个标准来评估美容仪器

