

四维颈腰椎牵引床动作

产品名称	四维颈腰椎牵引床动作
公司名称	济南华乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	华乐牌:300mm SQC-B5:999n 山东济南:9min
公司地址	山东省济南市历城区荷花路1617号
联系电话	0531-88272328 13808920650

产品详情

SQC-B5型四维慢速牵引床（多功能牵引床）

四维智能牵引床选用了原装台湾进口电机和COEM电子闭环传感器，确保智能牵引床治疗的稳定性，可靠性和准确性。牵引床实现超低噪音运行。腰椎治疗床采用了PLC软件全自动控制，人体工学触摸键信号输入，超宽液晶屏高清晰蓝背光全汉字显示。根据患者病情可选择连续、间歇、持续、反复式四维牵引等八种腰椎牵引模式，实现新中医腰椎间盘突出治疗理论。该四维多方位牵引床结构设计合理，临床操作简单，无噪音、运行平稳等优点。对颈、腰椎间盘突出症，小关节紊乱，腰肌劳损，腰椎脱位用并发不全截瘫或偏瘫经临床使用疗效显著。是各大、中、小医院；腰椎间盘突出康复治疗中心、专科门诊治疗椎间盘突出等脊柱病的设备。

产品特点：

- 01、采用微电脑控制，全自动高度集成数据处理芯片
- 02、采用力量传感器、角度传感器自动精确控制
- 03、临床治疗参数任意可调，具有倾角(中医背伸)、摆头(中医侧位背伸)、左右旋转(中医斜扳)、牵引(中医拉拔)功能并可单独或组合成四维牵引治疗程序
- 04、牵引力自动监控补偿、牵引力实时同步显示、紧急复位、所有驱动为台湾进口直线电机,噪音低、稳定性高、速度均匀、力量精确等优点

- 05、采用航空捆绑,舒适、美观
- 06、具备持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等8种脉冲牵引模式供临床选择使用
- 07、可对治疗病历进行输入、维护、保存及下次治疗的调用功能
- 08、牵引床治疗时间自动计时，数码管显示
- 09、牵引床具备两套牵引系统，可四维腰椎慢牵、颈椎慢速牵引两名患者同时治疗
- 10、颈椎牵引力、腰椎牵引力实时同步显示功能；具备手动牵引功能
- 11、可俯卧位或仰卧位牵引，适用不同体型病人
- 12、牵引床拥有医、患紧急复位功能、自动报警功能
- 13、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测
- 14、通过YY0571-2013医院电动床安全专用要求国家强制性检测
- 15、通过GB9706-2008电动牵引床国家强制性检测

适用范围：

各型颈腰椎间盘突出症、小关节紊乱、腰肌劳损、压缩性骨折、强直性脊柱炎、腰椎滑脱、腰椎侧弯、特发性脊柱侧弯

技术参数：

腰椎牵引距： 0 ~ 200mm（可调）

颈椎牵引距： 0 ~ 300mm（可调）

牵引速度： 15mm/秒

腰椎牵引力： 0 ~ 1000N（可调）

颈椎牵引力： 0 ~ 300N（可调）

颈腰椎牵引持续时间： 0 ~ 9min（可调）

颈腰椎牵引间歇时间： 0 ~ 90sec（可调）

治疗总时间： 0 ~ 99min(可调)

旋转角度： $\pm 25^\circ$ (可调)

摆角角度： $\pm 25^\circ$ (可调) 带水平摆角功能的就就是四维牵引床

倾角角度： $\pm 20^\circ$ (可调)

绑带安全拉力： 500N

颈牵架安全载荷： 300N

防水等级： IPX4

设备总安全工作载荷： 1700N

患者安全工作载荷： 1350N

床垫安全工作载荷： 200N

附件安全工作载荷： 150N

噪声 (A计权)： $< 60\text{dB(A)}$ 牵引

功率： $< 380\text{W}$

电源： AC220V/50Hz

外形尺寸： $2380 \times 700 \times 880\text{mm}$

重量： 158Kg

制造商：济南华乐医疗器械有限公司