

Frontier 5000 Multi Pro 多功能高速台式（冷冻）离心机

产品名称	Frontier 5000 Multi Pro 多功能高速台式（冷冻）离心机
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

Frontier 5000 Multi Pro 多功能高速台式（冷冻）离心机

功能强大 操作简便

Frontier5000MultiPro多功能离心机可选配不同转子和适配器，适合多种样品的离心分离，用户可根据实验进行个性化配置。共7款机型供选择，样品处理量从0.2ml到大4x750ml。功能涵盖几乎所有实验常见应用，如常规的实验室离心分离，检测和工业领域，且满足客户对静音和安全性的严格要求。

Frontier 5000 Multi Pro多功能离心机能够实现中等体积高速离心，功能强大，通过选配不同的转子及适配器，满足各类样品的离心分离，灵活性极高

设计直观，双行背光液晶可实时显示所有运行信息和参数设置；使用自动转子识别系统，可在不同应用之间快速切换

整机由德国原装进口，并由德国工程师精心研制、高品质原材料匠心打造，可靠持久

功能强大 操作简便

Frontier 5000Multi Pro多功能离心机可选配不同转子和适配器，适合多种样品的离心分离，用户可根据实验进行个性化配置。样品处理量大6x250 ml，同时也具备低微升样品处理能力。功能涵盖几乎所有实验常见应用，如常规的实验室离心分离，检测和工业领域，且满足客户对静音和安全性的严苛要求。

产品特点：

功能强大 灵活性高

Frontier 5000 Multi Pro多功能离心机能够实现中等体积高速离心，功能强大，通过选配不同的转子及适配器，满足各类样品的离心分离，灵活性极高。

设计友好 易于操作

设计直观，双行背光液晶可实时显示所有运行信息和参数设置；使用自动转子识别系统，可在不同应用之间快速切换。

原装进口 可靠耐用

整机由德国原装进口，并由德国工程师精心研制、高品质原材料匠心打造，可靠持久。

内置保护 安全保障

提供可靠的安全保障，内置超速传感器，不平衡传感器和自诊断系统，保证离心机安全运行。

功能强大 灵活性高

Frontier 5000 Multi Pro多功能离心机能够处理实验室中几乎所有常见离心耗材，如微量离心管、采血管、圆底试管、锥形管、微孔板。详细的兼容性请见附表。

FC5714高速离心机(非冷冻)

多可以适配9种转子和70个选件

大处理量4x100ml，也可处理低微升样品

当单管体积_2.0ml时，可进行高速离心(转速 > 10000rpm)

FC5718高速离心机/FC5718R高速冷冻离心机

多可以适配19种转子和114个选件

大处理量4x100ml

当单管体积_85ml时，可进行高速离心(转速 > 10000rpm)

温控范围 -20 ° C 到40 ° C (仅FC5718R型号)

FC5816高速离心机/FC5816R冷冻离心机

多可以适配13种转子和71个选件

改进型大处理通量，配备采血管专用转子和标准锥形离心管

大处理量6x250ml

当单管体积_250ml时，可进行高速离心(转速 > 10000rpm)

温控范围 -20 ° C 到40 ° C (仅FC5816R型号)

设计友好 易于操作

Frontier 5000 Multi Pro多功能离心机专为提升离心效率而设计，操作简洁直观。

能够自动识别转子，不同实验应用之间切换更为轻松

控制面板采用按键和旋钮的组合方式，戴着手套也能单手操作

所有参数设置和实时离心信息都显示在背光LCD液晶屏幕

多达99组数据存储，可以保存所有参数设置和转子信息

原装进口 可靠耐用

整机德国原装进口，由德国工程师精心研制，采用高品质原材料生产，性能可靠。

免维护无碳刷感应马达

非螺纹创新型转子安装固定技术

优化的空气循环设计保证了离心机内腔温度稳定(非冷冻机型)；强大的制冷系统和预冷功能可以保证样品快速降至实验所需的温度(冷冻机型)

自诊断报错功能可以记录使用历史，便于维护

内置保护、安全保障

Frontier 5000 Multi Pro多功能离心机采用多重保护系统，安全性极高。

转子插入后即启动超速保护系统

不平衡检测系统针对每个转子进行独立的不平衡配置

防爆电子马达锁可以保障使用者和实验室的安全

气密性转子有效保障各类分子生物学及医学实验安全

技术参数：

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询