

英国Whatman 酸处理的低金属含量的 TCLP 滤纸

产品名称	英国Whatman 酸处理的低金属含量的 TCLP 滤纸
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

Whatman 酸处理的低金属含量的 TCLP 滤纸

固体毒素浸出法(TCLP)是一项旨在测定垃圾填埋场中可能进入地下水和饮用水源的有机和无机污染物的渗滤特性的分析测试方法。

用于EPA方法1311

Whatman TCLP滤纸采用不含粘合剂的硼硅酸盐玻璃微纤维制造而成。可截留颗粒粒径为0.6至0.8 μm 。

这些经过酸洗的低金属元素背景的滤纸有多种直径可供选择。90mm直径滤纸用于分析样品中挥发性成分，与ZHE配合使用。

142mm直径滤纸用于分析非挥发性成分，需要在经过核准容器中的使用。

技术参数 – 酸洗的低金属含量TCLP滤纸

透气度	厚度	质量	zui高耐受温度	液体颗粒物截留	水速
(s/100mL/in ²)	(μm)	(g/m ²)	()		(mL/min)
19	420	75	550	0.7	60

订货信息 – 酸处理的低金属含量TCLP滤纸

直径(mm)	货号	数量/包	
47	1810-047	100	5925-090
90	1810-090	50	
110	1810-110		5925-142
125	1810-125		
142	1810-142		
150	1810-150		

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询