

英国Swann-Morton植皮刀

产品名称	英国Swann-Morton植皮刀
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

英国 Swann-Morton植皮刀

碳钢刀片

植皮刀片, 植皮刀片, 植皮刀柄, SG3型迷你植皮刀, Silvers 刀片, Silvers 刀柄

植皮刀片

该158mm的植皮刀片，适用于皮肤移植手术，通常是由于患者身体某部位的皮肤组织已受到破坏，需要接受通常由患者臀部或大腿内侧的皮肤移植手术；适用于Braithwaite, Cobbett 以及 Watson 植皮刀柄

无菌

不锈钢 独立包装 10's

25mm植皮刀片

植皮刀片系列一般用于整形及美容过程中的皮肤刀片装入一种类似电动剃须刀的手柄中，通过刀片的来回摆动，即可均匀的将需要的表层皮肤完

无菌

不锈钢 独立包装 10 ' s

不锈钢 独立包装 10 ' s

不锈钢 独立包装 10 ' s

植皮刀柄

SG3型迷你植皮刀

该不锈钢刀柄可以与Braithwaite,Cobbett 和 Watson型刀片配合，连接158mm无菌植皮刀片，用于较大面积的皮肤切割和皮肤移植。

"不锈钢植皮刀非无菌"

Watson植皮刀 独立盒装 1's

Braithwaite植皮刀 独立盒装 1's

Cobbett植皮刀 独立盒装 1's

植皮刀-非无菌

Cobbett植皮刀 独立盒装 1's

Watson取皮刀 独立盒装 1's

Braithwaite植皮刀 独立盒装 1's

SG3迷你型植皮刀配合3#标准刀柄使用,一般用于难中皮肤表面创伤的清理.也可用于手足部或者小优势在于比标准植皮刀大小和尺寸更切合实际.3手柄3, 3L, 3号带刻度刀柄, 5B, 7, 9, B3 , B3L.

无菌

不锈钢 独立防锈铝箔包装 20'S

Silvers取皮刀片

"结合双刃不锈钢刀片，Silvers可以用于小创口及比较复杂的皮肤移植手术，而标准取皮刀往往不便完成。除了广泛使用于整形科、口腔外科外，还可用于清理创口坏死的皮肤。

无菌

不锈钢 独立包装 10 ' s

Silvers取皮刀柄

结合双刃不锈钢刀片，Silvers可以用于小创口及皮肤移植手术，而标准取皮刀往往不便完成。除了整形科、口腔外科外，还可用于清理创口坏死的皮

刀柄-非无菌

不锈钢 独立包装 1 ' s

不锈钢 独立包装 1 ' s

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询