

福意联医用加热恒温箱FYL-YS-431L电热恒温柜0-100

产品名称	福意联医用加热恒温箱FYL-YS-431L电热恒温柜0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74560.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用电热恒温箱用于液体加温保温手术室标配产品公司说明-

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理模式，发挥企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创品牌，化的坚定信念，以其高精、合理，真诚的售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。业经营：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-20 冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、疫苗运输保温箱等。

医用电热恒温箱用于液体加温保温手术室标配产品用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用电热恒温箱用于液体加温保温手术室标配产品产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用电热恒温箱用于液体加温保温手术室标配产品相关-术中低体温对患者恢复期的影响进行探讨。方法选取48例全麻开腹手术患者48例，随机分为对照组和观察组，对照组24例，进行常规手术，术中肛温在34.3~35.6 之间；观察组24例，术中注意保温，加强护理干预。对两组患者术中和术后血压、心率、肛温、拔管时间、清醒时间等观察指标进行观察。结果对照组与观察组比较，对照组患者引流增多，血压增高，心率、寒颤加，躁动发生率增高，清醒有延迟。结论术中低体温对患者恢复期的影响较大，输液液体和冲洗液应加温，应在术中加强对患者体温监测，以使患者手术期间的体温得以保持在合理水准，以减少对恢复期的影响。医用电热恒温箱用于液体加温保温手术室标配产品