

# 全自动蒸汽品质测试仪，风冷式纯蒸汽质量检测仪

产品名称	全自动蒸汽品质测试仪，风冷式纯蒸汽质量检测仪
公司名称	安徽鼎诺仪器科技有限公司
价格	168888.00/台
规格参数	型号:SQ2000 产地:安徽合肥 测试指标:过热度，干度值，不凝结气
公司地址	安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢2703
联系电话	15156683480 15156683480

## 产品详情

### 全自动蒸汽品质测试仪，风冷式纯蒸汽质量检测仪

灭菌工艺和灭菌效果，灭菌器及其相关设备性能和寿命在很大程度上受到供应给灭菌器的蒸汽品质的影响。灭菌工艺的效果无法在无菌产品使用前通过检查或测试进行追溯性验证。因此，必须对灭菌过程进行验证，对工艺性能进行例行监控，并对设备进行维护。目前，大部分蒸汽品质检测工作仍为手动方式，不仅耗时而且存在安全隐患，测量精度也难以保证。SQ2000提供一套智能解决方案，方便制药厂、医院和其他关注蒸汽品质的医疗保健机构对用于灭菌的蒸汽品质方便、高效地进行检测。

#### 不凝结气体(non-condensable gases)

在灭菌过程中,在一定温度和压力范围下,压缩后仍无法被液化的气体,蒸汽灭菌过程中无法冷凝成水的气体。

#### 过热度(Superheat)

过热蒸汽和相同大气压力下饱和蒸汽的温度差为过热蒸汽的过热度。

#### 干度值(Dryness Value)

饱和蒸汽中所携带的干饱和蒸汽与饱和蒸汽的比值,饱和蒸汽干度值用于衡量饱和蒸汽具有的内热能量。

SQ2000全自动蒸汽品质测试仪，风冷式纯蒸汽质量检测仪是一套自动蒸汽品质监测装置，可测定并传输蒸汽干度、过热度和蒸汽中不凝性气体含量等数据。

欧盟E285标准规定了大型蒸汽灭菌器的要求和相关测试，主要适用于制药，生物制品工程和医院的医疗

器械及其附件的灭菌。1.灭菌器的设计运行要求使用饱和蒸汽且每100毫升凝结水中的不凝性气体不超过3.5毫升。2.灭菌器的设计运行要求使用干度不小于0.95的饱和蒸汽，蒸汽干度表示每千克湿饱和蒸汽中含有的干饱和蒸汽的质量百分数。3.在大气压力下测定的蒸汽过热度不得超过25 。

全自动蒸汽品质测试仪，风冷式纯蒸汽质量检测仪，纯蒸汽质量检测仪厂家，纯蒸汽品质检测仪，纯蒸汽检测仪，蒸汽品质测试仪，纯蒸汽质量测试系统、全自动纯蒸汽质量检测仪