

# 多功能清创仪拍照 打印记录 病例报告

产品名称	多功能清创仪拍照 打印记录 病例报告
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

??

????????????40khz??

?????

快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。

双核设计：多功能清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响大的解决了不同类型创面清创的等待时间。

负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。

清创过程中不会损伤伤口周围的和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。

能纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。

清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现清创。

压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。

超声波清创对伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如足、窦道、瘘道、褥疮营养外伤性由于不直接接触创面，故而可实现无痛清创。

超声波清创产生的空化效应能有效去除、坏死组织，对正常组织无损害，不直接接触从而达到无痛清创目的。同时可使能迅速进入深层组织，并能促进组织生长，加速愈合。

数字控温技术适合不同温度要求的伤口

负压吸引技术可自动吸收废液,溢出自动停止12高压脉冲冲洗技术扇形水流.冲击力强,适合大面积急救清创

数字图文工作站可拍照、录像；可储存病人病历；可打印病例报告

适用范围1、关节置换、骨科手术、胸腔手术、腹腔手术等可实现冲、吸两结合的效果；2、各类外伤、车祸伤创伤、开放性伤；3、愈合困难的伤口、受的伤口，可采用超声波清创术清洗（如足褥疮、化脓性创伤、创面窦道等）。