

# 医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪

产品名称	医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79507.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪公司说明-

福意联向客户提供广泛完整的恒温/冷藏设备系列产品，以“、节能、低碳”为设计理念，控制整个经营过程，开发拥有几百种型号，从立式到卧式，从低温到恒温，同时以的系统 and 出色的性能将产品优良细分、准确定位，为广大客户提供一个丰富的产品群，满足具体顾客的具体要求。将有的传统观念和新颖的设计理念相结合，引导市场的优良潮流。

医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪相关-

预防低体温的保温护理措施 1.

加强病人温度监测:对手术病人常规监测体表温度，维持体温在36 以上。 2 . 保暖：接送患者术前任何时候都不要暴露患者，尽可能避免通过寒冷的过道。患者在进出手术室的途中，应给予足够的包裹，使之与周围的冷空气隔离。 3 . 规范手术室的温度：手术室温度太高，会增加细菌繁殖，造成手术创口污染，手术室温度保持在22 —25 ，相对湿度40% ~ 60%为宜，新生儿及早产儿手术室将室温保持在27—29 。

4 . 术中在非手术区域的四肢和躯干用棉被、肩垫、手臂保暖棉垫等覆盖以减少散热。

5. 新生儿辐射保温台：辐射台温度调至 28

，将剖腹产出生的新生儿用小被子包好，放在辐射台上，为其保温。 6. 液体加温对输入体内的液体和血液制品加温至37 ，可以预防低体温的发生医院用加温箱盐水冲洗液加温箱温度2-48 医用液体加温仪