

婴儿用品 宝宝纪念品 宝宝印 手脚印 折叠相框套装 ZD-442

产品名称	婴儿用品 宝宝纪念品 宝宝印 手脚印 折叠相框套装 ZD-442
公司名称	杭州金脚印工艺品有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:金脚印 产品编号:ZD-442 材质:树脂
公司地址	西湖区文一西路460号文娱中心344室
联系电话	86 0571 87246170

产品详情

品牌	金脚印	产品编号	ZD-442
材质	树脂	形状	正方形
风格	欧式古典	内框尺寸	19*19 (cm)
外框尺寸	24*24 (单面) (cm)	相框特点	折叠
包装	纸盒	是否提供加工定制	是

本公司专业销售婴童手足印系列

(所有款式均可提供英文说明)

产品说明

本公司产品是diy (消费者亲自动手制作) 婴幼儿手足印, 是一种立体工艺纪念品, 它能真实的记录您孩子成长过程中的某一个瞬间, 并让它成为永恒。每一只立体脚印或手印都具有独一无二纹路。由年轻父母亲自动手制作, 具有特别珍贵的纪念意义。(产品内置材料齐全, 附有详细制作说明书, 教学光碟。消费者购买回家后可随时方便制作。)

安全保证: (可随货提供检测报告复印件)

我们产品通过已通过检测机构安全检测, 拥有正规检测报告。制作材料安全无毒, 也不会对宝宝皮肤产生不良刺激, 请大家放心使用。

套装内物品清单:

1. 取模粉400克
2. 浇注粉400克
3. 加厚实木豪华折叠相框一个
4. 金色颜料二包
5. 粘连材料一份
6. 毛刷一支
7. 制作指导说明材料一份

成品实物图（实物拍摄，请勿盗用）

制作指导

1. 自备工具: 奶瓶；剪刀；方筷一双；搅拌用杯子一个；水温表（可选）；取模容器；闹钟一个
2. 制作前应了解的几个问题：取模粉经加水搅拌后成浆糊状，过2分30秒左右糊状物就会凝固，凝固速度与环境温度和水温有关，可以通过调节水温来控制凝固速度。（相关时间均从取模粉加入水时开始计算，下同）
3. 100克取模粉需加水350毫升左右，如选择的取模容器较大则可在取模容器中直接搅拌。否则建议用较大的搅拌杯过渡一下，这样搅拌起来使的上力气会更方便也更快速。
4. 将所需取模粉加水后用力快速搅拌均匀（如用搅拌杯过渡请立刻倒入取模容器中）。这个过程用时要控制在1分钟内。
5. 将需要制作的的手或脚放入取模糊中搅动几下，使取模糊与皮肤充分接触。完成以上动作后应尽量固定住宝宝的手保持不动，直至取模糊固化，请坚持到4分钟后再拔出，以增加凝胶强度避免在拔出时破裂。
6. 浇注：新生儿宝宝双手双足浇注大约用200克浇注粉，100克浇注粉需用水32克（毫升），取适量浇注粉倒入洗净的搅拌杯中，按比例加水后用筷子搅拌均匀后慢慢倒入凹模中，如果无法填满凹模，可以再取适量浇注粉按比例加水搅拌后再倒入凹模。不要移动保持2小时，模型就可以固化。固化后小心剥除取模材料将模型取出。注意水要慢慢的加，不要过多，以搅拌好的浇注材料有良好的流动性为准，加水过多模型强度和精度会降低。

7. 等模型干透后，取出颜料和小毛刷，将颜料袋口剪开，用小毛刷搅拌均匀后轻轻的均匀的刷在手印模型表面，刷完一遍放置10分钟后再刷一遍就可以了。

建议给在宝宝制作前操作者先克隆一下自己的一个手指，体验一下克隆粉从加水搅拌到固化的整个过程，并注意时间对比。

其它款式: