

RNA合成仪 384柱RNA合成仪 科研级

产品名称	RNA合成仪 384柱RNA合成仪 科研级
公司名称	世联博研（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇上奥世纪中心2B座6层603
联系电话	18618101725 18618101725

产品详情

OligoMaker 96型DNA/RNA合成仪

OligoMaker系列合成仪在经典的 ABI 3900 合成仪的基础上做了较大的改进设计，其试剂用量、合成速度、操作便捷性及保护气体用量等方面都更为先进。

OligoMaker 96型DNA/RNA合成仪除用于常规合成外，还可用于基因构建、PCR、RNAi、双探针标记、基因芯片、测序、免疫等做种领域。

OligoMaker 96型DNA/RNA合成仪共有96个合成柱，可在2.5小时内合成96条产物(20mer)。OLIGOMAKER

96 DNA/RNA合成仪所使用合成柱具有广泛的兼容性，RNA合成仪，既能使用ABI3900预装填合成柱外，也可以使通用空合成柱。

免维护DNA合成仪

Oligomaker免维护DNA合成仪使用过程中无需经常维护机械臂，极大地减少了维护时间和维护成本。

Oligomaker免维护DNA合成仪将使用的电磁阀数量降至Z低（oligomaker192/6仅有52个电磁阀），384柱RNA合成仪，并使用了牢固耐用的电磁阀。电磁阀安装位置位于仪器上方，更换电磁阀方便快捷。

设备安装调试内容包含仪器使用，合成优化及常见故障排除。针对用户无法排除的故障，科研级RNA合成仪，我们会及时安排现场故障解决服务。

工业级DNA合成仪

Oligomaker工业级DNA合成仪采用了圆盘式反应盘，工业级RNA合成仪，合成柱之间距离相对较大，可有效避免由于气溶胶产生的合成柱批内交叉污染。

由于摒弃了机械臂移动试剂添加方式，转而采用转盘式移动加样方式，可大大避免由于机械臂本身故障引发的合成失败。

Oligomaker工业级DNA合成仪DNA合成平均耦合率超过99%，RNA合成的平均耦合效率也达到了相当的水准。

Oligomaker 合成仪10nmol 合成范围，纯化后产物可达2 OD; 50nmol合成范围纯化后产物可高达5 OD。

RNA合成仪-384柱RNA合成仪-科研级(诚信商家)由世联博研（北京）科技有限公司提供。世联博研（北京）科技有限公司为客户提供“细胞力学设备,微观生物力学设备,生物打印机,电子材料打印机”等业务，公司拥有“世联博研”等品牌，专注于科研仪器仪表等行业。，在北京市昌平区回龙观镇上奥世纪中心2B座6层603的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。