

大功率台式RF射频电波拉皮仪/适合个人用

产品名称	大功率台式RF射频电波拉皮仪/适合个人用
公司名称	刘警标(个体经营)
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:杰美
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 广州番禺区大石镇礼村大市街44号3楼301室
联系电话	86 020 22074623 13631416621

产品详情

品牌	杰美	规格	-
货号	-	产地	中国
装箱数量	-		

采用最新韩国技术，功率输出比大机箱射频电波拉皮大！！这更是普通台式机更难做到的哦。。。赶紧来订购吧！

射频仪美容.时代的时尚宠儿【电波紧肤.疗程最短.实效最久】

电单极射频仪原理（国外叫作透热疗法以及rf高射频系统）

这是一种透热疗法（体内深层热），即系统通过人体内部产生热量来进行治疗。

电能输入——转变为生物能——产生深层热——增加自然愈合和抵抗力

单极射频仪是以表皮恒定常温，射频电波深层加热为核心技术，在确保肌肤舒适不受损伤，然后利用射频电波产生热能传导作用，精确直达皮肤深层，加热真皮层胶原组织。当皮肤深层胶原组织的热能达到45 -60 时，自然产生立即性收缩，刺激分泌更多新的胶原质来填补萎缩和流失的胶原蛋白的空隙，并进行重新排列，重建皮肤软支架，最终实现紧致肌肤、填平皱纹、恢复皮肤弹性和光泽的效果。

用于人体的过程：

产生深层热；

增加血液中含氧量和营养物质；

促进淋巴液循环；

增加体温和扩大皮肤毛孔；

在淋巴组织里增加二氧化碳和氧气含量。

高频作用于人身的皮肤的效果

增加组织的温度和细胞功能性：增加皮下和肌肉组织4-5度；

增加胶原纤维组织的弹性：增加肌肉弹性5-10倍，增加韧带、关节胶囊和伤疤组织（胶原部位温度在摄氏40-45度时，弹性最大并不会损坏组织）；

使肌肉痉挛得到放松：用减少阿尔爆发运动神经纤维可以放松肌肉的痉挛；

刺激创伤治疗：根据增加血液流量，使小动脉和毛细血管扩张可以刺激皮肤循环和理疗。

电波拉皮配件【采用国产配件价格更低，效果相对来讲要差很多】

陶瓷探头.....(七个)

电导片.....(一片)

说明书.....(一份)

单极手柄.....(一套)

电源线.....(一条)

保修书.....(一份)

tel：13631416621 刘生

13632297096 卢小姐