

上海澄峰科技股份有限公司 湖州EC300测量仪

产品名称	上海澄峰科技股份有限公司 湖州EC300测量仪
公司名称	上海澄峰科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室
联系电话	13052801703 13052801703

产品详情

全自动COD分析仪 OL-3010：HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定-重铬酸盐法；2小时回流，硫酸银催化-重铬酸钾消解法；硫酸亚铁铵自动滴定，湖州EC300测量仪，智能颜色识别判断终点。

原理：利用连续流动技术使湿化学处理过程自动化

操作：同时多参数测试批处理

分析速率：15~120样晶小时

取样器容量：104位样品杯(转盘式104位自动收样器)、360位样品杯(XYZ三维型自动取样器)

样品体积：0.5mi到100mi

样品鉴别：按数字和字母组合分类和条形码阅读器(可选)

容积：200ml至1000ml

材料：化学惰性物质制成，防渗漏

泵管数量：13根

便携/在线两用多参数水质监测仪特点

除深度传感器外，EC300测量仪价格，其余探头均可在现场更换、校准和维护。

非散失性存储器：数据不会因断电而丢失，可存储多达150,000个读数。

RS-232和SDI-12接口：可连接绝大部分数据记录采集平台、水质自动监测站和遥测系统。

EcoWatch数据分析软件：实时监测、数据处理、统计分析、生成报表，中英文版本免费随机赠送。

可接YSI 650型多参数显示与记录系统。

实验室BOD分析仪：

生化需氧量BOD的测定是水资源管理中重要的参数之一，BOD既是评价水质及废水处理效果的重要指标，也是规划设计废水处理设备的重要依据。

呼吸法(压力计法)是测量BOD的一种简单可靠的方法。OxiTop[®]即是基于这一原理的BOD测量系统，水样中的微生物消耗氧气，产生的CO₂被NaOH吸收，在密闭的测量瓶中形成负压，OxiTop[®]通过测量压力的变化直接读出mg/l BOD测量值。

上海澄峰科技股份有限公司-湖州EC300测量仪由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份有限公司-湖州EC300测量仪是上海澄峰科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冒经理。