

狗咬伤冲洗机-犬咬伤冲洗机

产品名称	狗咬伤冲洗机-犬咬伤冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

狗咬伤冲洗机是一款专用于犬咬伤、猫抓伤及其它动物致伤的伤口冲洗设备，犬伤冲洗机是根据狂犬病伤口处置指南和规范的要求研发而成，可以实现流动清水和弱碱性冲洗液交替冲洗至少15分钟的要求，达到自动冲洗的功能。

一、国jia相关法律法规规范 卫生bu2009版《预防处置规范》：第7条

伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到全面彻底。 国jia疾控2016版《技术指南》：2、暴露后

处置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定

压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。

如条件允许,建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。

二、标准化犬伤门诊建设要求伤口处置区： 紫外消毒灯、伤口冲洗基本设施（独

立用于伤口冲洗的高低位水池或专用冲洗设备，保证提供温水冲洗）、稀碘伏和苯扎氯铵或其他具有病毒灭活效力的皮肤黏膜消毒剂、肥皂水或其他弱碱性清洗剂、无菌生理盐水、高脚椅（凳）、治疗盘、长镊子、大容量注射器、无菌脱脂棉球或棉签、消毒纱布、消毒缸、污物桶，有条件的“门诊”可配备的伤口清洗设备。

三、狗咬伤冲洗机
犬伤清创机采用脉动压力技术，使用无线冲洗枪+特制枪头，采用无菌包装的益涟茗?弱碱性皮肤黏膜消毒剂，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。用于急诊科和外科对污染的开放性软组织损伤（如擦伤、刮伤、动物致伤、浅表皮伤口）术前的清洗和冲洗。尤其是动物抓咬伤口处理领域，大大降低了患者被病毒侵害的风险。

四、狗咬伤冲洗机全自动控制系统：整套控制系统以国jia规范为框架，以伤患的安全为目标，准确的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、益涟茗?弱碱性皮肤黏膜消毒剂与清水的交替冲洗、生理盐水的zui后冲洗都会自动完成 结束时的小票打印等自动完成，并会作出语音提示，无需做其他任何操作 针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，J大降低医护人员工作负担）。

狗咬伤冲洗机性：

1、犬伤清创机取得《中华人民共和国医疗器械注册证》，2、符合卫生bu《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求

机械自动清洗技术是伤口清洗手段发展的必然方向，也是目前临床医学界和医疗设备制造商研究开发的热点。该项新技术的应用能够减轻患者痛苦，减轻医护人员劳动强度，提高冲洗的效率。