

流动核酸检测岗亭定制

产品名称	流动核酸检测岗亭定制
公司名称	山东环绿环保设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:四通环绿 型号:不限 安装:上门安装
公司地址	福寿街永安路银泰大厦
联系电话	19963086916

产品详情

流动核酸检测岗亭定制

一、流动核酸检测岗亭定制——介绍

天气气温逐渐转暖，医护人员防护服又密不透风，对采样以及样本规范存放都面临着很大考验。可移动式核酸采样亭的出现，在很大程度上改善了医护人员的采样的工作环境，以及样本的保存环境，主要是提高了核酸采样工作的安全性与舒适性。核酸采样亭虽占地面积较小，但它能够遮风挡雨，可移动式采样工作站内更是“五脏俱全”，配备有两个采样窗口、***的采样孔自带手套等等，另外还配备有紫外线、臭氧消毒装置、控温装置等等，如此便使得室内不被污染，因为设计的温度适宜保存采样样本，从而为人类健康起到了科学防范的作用。

二、流动核酸检测岗亭定制——工作流程

- 1.采样时打开正压过滤开关，使隔离仓正压系统运行，通过空调温控器调整好舱内温度;
- 2、受检人员根据指示将器具送到采样人员的袖套手中;
- 3、受检人员将额头对准测温探头，测得体温无异常后至采样窗口进行采样;
- 4、舱内采样人员通过手套操作口进行受检人员咽拭子采样，采样后将咽拭子棉签放入采样管中;
- 5、舱内样品登记及样品整理人员对受检人员传入的采样管进行表面擦拭，贴码、登记后放入生物样本转运箱内;
- 6、生物样本转运箱的样本储藏达到一定量后，舱内样品登记及样品整理人员传递给舱外的样本转运人员
- 7、采样结束，人员撤出后，打开紫外灯，对隔离仓杀菌消毒。

