

乳腺摄影AEC模体21级铝制梯形楔

产品名称	乳腺摄影AEC模体21级铝制梯形楔
公司名称	北京华睿志达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇通州工业开发区光华路16号A栋2层010号
联系电话	010-57118919 13501267210

产品详情

德国QUART公司乳腺摄影AEC模体（PMMA衰减模体）

德国QUART公司乳腺摄影AEC模体是乳腺摄影用的PMMA衰减模体（乳腺摄影AEC丙烯酸板）由5块丙烯酸板组成。

PMMA衰减模体材料：丙烯酸；

尺寸：240 x 180 mm，

PMMA衰减模体整套包含：

3块20mm厚240 x 180 mm丙烯酸板；

1块10mm厚240 x 180 mm丙烯酸板；

2块5mm厚240 x 180 mm丙烯酸板。

产地：德国QUART公司

德国QUART公司牙科性能测试模体dent/digitest

德国QUART公司dent/digitest

2.1牙科性能测试模体专门应用于全景口腔牙科和头部测量法设备的数字X线牙科QA / QC的常规性测试。

符合国际电工技术委员会标准IEC61223-3-4和IEC61223-2-7，德国工业标准DIN6868-151，6868-5和IPEM，奥地利，PN-EN标准，以及AFSSAPS规则。

技术参数空间分辨率

低对比度分辨率

X射线照射野的一致性

剂量当量

伪影，影像缺陷等

技术规格

内部过滤：6.0 mm标准铜过滤

低对比度分辨率：4块测试点（直径2.5/2/1.5/1mm）

高对比度分辨率：线对卡（2.5/2.8/3.1/5.0/5.8/6.3Lp/mm；0.05铅当量/45度）

狭缝槽：用于数码存储屏，口腔传感器，剂量探测器

中心：3个中心环适用于不同的管参数

尺寸：80*80*3.6mm（L*W*H）

德国QUART公司ZTB型射束一致性检测工具（光野/照射野一致性检测板）

优惠价：5000.00元/套

德国QUART公司ZTB型射束一致性检测工具（光野/照射野一致性检测板）自动预设定位选择，操作简单，这个工具有2个同心双环结构，可验证一致性的精确度。四个圈接触关联0-6°不同角度的一致性。

用途：

德国QUART公司ZTB型射束一致性检测工具（光野/照射野一致性检测板）用于检测X射线拍片机的指示光野与X射线照射野的一致性。

应用范围：

德国QUART公司ZTB型射束一致性检测工具（光野/照射野一致性检测板）X射线诊断设备生产、维修、使用中影像质量控制。

德国QUART公司KAT 43*45屏-片密着检测板

产品编号：13604

德国QUART公司KAT 43*45屏-片密着检测板用来检查的传统X线摄影设备与荧光屏技术的屏幕接触性能。当可视影像或用感光计测试影像时小屏连接后会显示胶片影像的不同密度。这种屏-片密着检测板是以开阔的空间了执行光密度测量。

技术规格：

网眼距离：3.2mm（8目）

电缆线直径：0.7mm

屏-片密着检测板