

# 棕榈油检测 第三方油品检测服务

产品名称	棕榈油检测 第三方油品检测服务
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	报告用途:质量评价 样品量:500毫升 检测周期:5个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

## 产品详情

58度棕榈油：

质量指标：比重:(60 /20 水)0.882，皂化值mgKOH/g:193，透明度：80 澄清透明，气味、滋味:棕榈油固有气味、口感良好，色泽(罗维朋比色槽133.4mm):Y30、R3.0，水分及挥发物%:0.04，杂质%:0.043，熔点：57.6，游离脂肪酸（以棕榈酸计）0.25%，酸值mgKOH/g:0.40，不皂化物%:1.0，过氧化值meq/kg:5.26，碘值（韦氏法）：40gI/100g。脂肪含量%：99%，成分中棕榈酸（C16:0）占67.056%，硬脂酸（C18:0）占4.905%，油酸（C18:1）占17.116%，亚油酸（C18:2）占3.942%。质量符合GB15680-2009标准要求，可广泛面向化工行业，可作为生产肥皂、洗衣皂、透明皂、生物柴油、润滑剂、造纸助剂，工艺蜡烛，氢化油，硬脂酸，甘油等生产原料

棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油。棕榈油产量每年约为600万吨，占市场总量的20%。

棕榈油国家标准(GB/T15680-2009)

成品棕榈油的分提产品有棕榈液油、棕超级液油、棕榈硬脂三种。

### 特征指标

折光指数(50 )， 1.454~1.456

相对密度(50 /20 水)，0.891~0.899

碘值/(g/100 g)，50.0~55.0

皂化值(以氢氧化钾计)/(m/d)，190~209

不皂化物/(g/kg)，12

脂肪酸组成：

棕榈酸、亚油酸、硬脂酸、棕榈一烯酸、十七烷酸、十七碳一烯酸，硬

