

X光胶片保存柜/医院CT胶片储存柜

产品名称	X光胶片保存柜/医院CT胶片储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温控范围:2-8/2-48 安全锁:双锁
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

X光胶卷储存柜/CT胶卷储存柜

干式医用胶片属于直接打印耗材，使用时直接取出选择相对应的打印机打印，需注意的是对于激光打印胶片和喷墨打印胶片，不应弄错其各自的打印面。另外不要用湿手触摸胶片的打印面，以免造成打印涂层不能很好的接收碳粉或是墨水。

胶片的保存有别于传统银盐胶片的保存条件，但应注意以下几个方面：

1. 现代干式医用胶片不用再避光保存，但应注意防止太阳光的直接照射，以免造成涂层的老化。
2. 温度保持在10 —23 ，相对湿度30%—65%，远离热源存放。温度的偏高或偏低会使胶片自身发生膨胀，破坏涂层的稳定性。
3. 室内尽量做到凉爽、干燥、无尘，即使是细微的尘土也会影响胶片的打印效果。