

土壤样品存储柜

产品名称	土壤样品存储柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

采用微电脑智能液晶显示温控仪，轻触式调节开关轻便灵活，并设有超温报警。工作室采用优质不锈钢制成，外壳采用优质冷轧钢板制成，表面喷塑处理，制冷系统采用无氟环保型压缩机。

基本参数：型号 箱体尺寸 容积 电压 功率 温控范围 FYL-YS-50LK 360 × 370 × 420 50L 220V 85W 4~38
FYL-YS-100L 400 × 350 × 730 100L 220V 85W 4~38 FYL-YS-138L 450 × 420 × 730 138L 220V 85W 4~38

福意联公司是一家从事恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的企业；北京福意电器有限公司成立于1999年，经过十九年的努力奋斗和不断创新，已经发展为品种齐全，技术、服务完善的公司；产品在行业拥有广大用户人群，建立了以“福意联”品牌为体系的产品系列；企业通过了体系认证认证等，；建立了较为完善的现代化企业管理制度；公司热忱欢迎新老客户洽谈业务，共谋发展。

注意事项: 1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。
2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。 3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。 4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。 5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50H 215A 6、本仪器只可用于试验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。
7、严禁在不使用时长时间运行。 8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。
9、本仪器操作时必需按照说明操作，否则出现任何情况与本厂无关。

土壤样品存储柜