

儿童退烧降温系统-医用退烧仪-hw1200退热仪

产品名称	儿童退烧降温系统-医用退烧仪-hw1200退热仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

儿科特殊物理降温冷敷系统

型号：HW1200

物理降温是高热患者除治疗外简易、有效、安全的降温方法

湿敷帮助降低体温。热的湿敷可但是当病人觉得热得很不舒服时，应以冷湿敷取代。在额头、手腕、小腿上各放一湿冷毛巾，其他部位应以衣物盖住。

假使体温上升到39.4C以上，切勿使用热敷应以冷敷处理，以免体温继续升高。当冷敷布达到体温，应换一次，反复做到烧退为止。以海绵擦拭全身蒸发也有降温作用。护理潘玛丽建议使用冷自来水来帮助皮肤驱散过多的热。虽然你可以摄拭(用海绵)全身，但应特别加强一些体温较高的部位，例如腋窝及鼠蹊部。将海绵挤出过多的水后，一次摄拭一个部位，其他部位应以衣物盖住。体温将蒸发这些水分，有助于散热。

医生们警告，虽然酒精比水还容易蒸发，但它对发烧的病人可能引起不适。再者，吸入酒精蒸气或甚至经由皮肤吸收酒精都对病人不利。

发烧本身不是疾病，而是一种症状。其实，它是体内抵的机制之一。发烧甚至可能有它的用途：缩短疾病时间、增强的效果、使较不具性。这些能力应可以抵消发烧时所经历的不舒服。

物理降温的方法：

一、冷湿敷，冷湿敷一般用于发热、体温不是特别高的患者，将毛巾放入普通冷水或冰水中浸湿，拧成半干，敷在患者的前额和腋窝沟等大血管部位。

二、冰袋冷敷，将冰袋外面裹一层毛巾，放置在患者的前额。

三、温水擦浴，适合于高热的患者，通过蒸汽和传导作用，促进机体散热，达到降温，一般是34度-36度的温水将毛巾浸湿，脱去患者的衣物，调节室温至21度-24度，然后用浸湿的毛巾按顺序进行全身的擦拭，边擦拭，边但是出疹子的小儿发热不宜用这种方法。

四、冷盐水灌肠，通过灌肠的方式，既可以降温，又有的效果，但不适合家庭自行操作。

新一代物理降温仪：可替代传统特殊物理降温方式

【功能特点】

1) 强大的功能：冷敷、脉动加压、时实测温于一体2) 脉动压力：具有缓解局部压力、促进静脉回流静脉脉动加压和常压可任意切换。3) 全自动性：全自动一键式操作，自动记忆和识别初次治疗模式。主机启动后1分钟内达到设定温度。

4) 产品的特点：一分钟迅速制冷，脉动循环加压，全自动恒温达到降温

【范围】

1) 适用范围：各种外伤、骨伤、发烧发热、疼痛肿胀等患者。

2) 适用骨科、疼痛科、康复科、手足外科、烧伤科内外科、儿科普外科、医美学科、五官科、运动创伤科等

【冷热敷机的收费项目、编码】

冷敷收费：

1) 特殊物理降温：121100002

2) 气压治疗：340100024

3) 冷疗：340100025

优势：纳入全国医保范围，甲类医保全额报销，新型专利产品，有市场保护。