

10-30 药品恒温箱/药物保存箱/医用冰箱

产品名称	10-30 药品恒温箱/药物保存箱/医用冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

10-30 药品恒温箱/药物保存箱/医用冰箱公司-福意联企业经营：冷藏箱，恒温箱、加温箱、便携式药品冷藏盒、车载保存箱、车载压缩机冰箱、车载环保样品保存箱、便携冷藏运输保温箱等,产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布。10-30 药品恒温箱/药物保存箱/医用冰箱，主要用于药品或者药物在2-8 20 25（低温-20）等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立，以质量打造市场，以售后赢得客户。与药明康德、恒瑞医药、信达生物、百奥泰、诺华制药、杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、昆泰、精鼎医药、齐鲁制药、四川科伦等CRO公司或者药厂都有着长期的合作,您前来咨询。

10-30 药品恒温箱/药物保存箱/医用冰箱参数：

10-30 药品恒温箱/药品保存箱/药品恒温柜使用注意事项：1、冰箱超过使用年限的，作强制报废处理。如果使用时间尚未到期限，但是损坏严重、无法修理的也须报废。2、对于现有贮藏化学类试剂、易燃易爆物品的冰箱，必须实施防爆改造。没有经过改造及使用10年以上的冰箱不得用于贮藏化学类物品，经过改造的冰箱可以延长使用年限12年。如果是无霜冰箱，由于无法实施改造，必须改变其用途，只能贮藏普通物品。

3、严禁将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱的附近，要保持实验室通风。4、使用冰箱时，应注意，移动冰箱时，不可以歪或倒斜，要平放平搬动，移动冰箱，以免冷冰油漏出，压缩机损坏。5、次使用或者断电（包括停电）10个小时以上，必须在使用前（或再次通电使用前）进行验机。验机合格确认。

10-30 药品恒温箱/药品保存箱/药品恒温柜行业说明：

探索性临床试验为人们的新药提供了一种优良的研究方法，对于新药IND申报来说，其可以获得一手的人体临床数据。这一优势为探究药物在人体中的生理药理特性、了解受试人群的体征及测试药物对疾病的治疗程度提供了便利。此临床试验的开展能够有效地节约资源，缩短时间，提高新药的效率。

探索临床试验通常是在I期临床试验早期进行的，它不以治疗为目的，也不侧重于检测药物的临床耐受性，如人体的优良大耐受量，在研究过程中只涉及到少数人群并使用有限剂量，优良终通过有限的人体暴露获取相应的临床参数。探索性临床试验是新药IND申报的评价内容，其可以探索药物的初步安全性和有效性，了解剂量与效应的关系，明确药物治疗的优良小有效剂量和优良大耐受剂量，为确证性试验给药方案。

新药在被用于人体临床试验之前，申请者必须向FDA递交新药研究申请（IND申报），其主要目的是向FDA提供数据证明该药物具备用于早期临床试验的合理性与安全性。美迪西临床注册(IND)申报售后平台深入了解中国和美国法规政策环境以及其对化药的要求，能为客户提供CFDA的IND申报，USFDA的IND/ANDA申报售后；能为国外客户提供CFDA的IND/ANDA申报售后。美迪西临床注册申报平台的售后对象不仅包括在美迪西做整套临床前研究的客户，还包括有单独临床注册申报需求的药界。