

# 手术室保温柜FYL-YS-100L(31KG)AC220V

产品名称	手术室保温柜FYL-YS-100L(31KG)AC220V
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:医用保温柜 品牌:福意联 温控范围:2-48度
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

手术室保温柜FYL-YS-100L(31KG)AC220V简单介绍，福意联公司是一家从事恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的实体企业；北京福意电器有限公司成立于1999年，经过多年的努力奋斗和不断创新，已经发展为品种齐全、服务周到的公司；产品在行业拥有广大用户人群，建立了以“福意联”品牌为体系的产品系列；企业通过了质量体系等；建立了较为科学的现代化企业管理制度；公司热忱欢迎新老客户洽谈业务，共谋发展。手术室保温柜FYL-YS-100L(31KG)AC220V特征（选配）

- 1.微电脑控制，数字温度显示，温度可以每一度恒温调节
  - 2.风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48
  - 3.智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性
  - 4.PTC加热技术，加热温定，均匀制冷恒温效果好
  - 5.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定
  - 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果好
  - 7.三层高强度中空玻璃，易于观察
  - 8.适合高温高湿地区，外门防凝露技术（根据机型）
  - 9.安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全
  - 10.嵌入式设计，箱体钢板喷涂工艺
- 您只要一个电话我们将根据您的要求迅速给您一份；如果您对我们的产品感兴趣，可以咨询，欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！
- 1.温箱加热输入液体是方便快捷的方法，首先要确保温箱性能稳定，可先空箱运行一段时间，待温度均匀后放入液体；勿使用加温过高的液体，以稳定适宜。
  - 2.温箱内液体应按入箱时间先后使用，一次性放入液体不要太多（实际根据箱体容积及使用情况放入相等的液体）
  - 3.体腔冲洗液可带走大量热量，冲洗体腔的液体应加热，液体加热至适宜温度即可。
  - 4.信息内容来源于临床的实际使用反馈，只是做为简单的指导和参考。（参考）
- 手术室保温柜FYL-YS-100L(31KG)AC220V