

PSS832515 Spherisorb ODS2 Column 250X4.6MM 色谱柱

产品名称	PSS832515 Spherisorb ODS2 Column 250X4.6MM 色谱柱
公司名称	广州信谱徕科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Waters 货号:PSS832515 产地:美国
公司地址	广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦B501
联系电话	020-86273813 18011884166

产品详情

美国watersPSS832515 Spherisorb ODS2 Column

250X4.6MM 色谱柱，是waters公司生产的一款经典的硅胶键合的反相C18色谱柱，PSS832515 Spherisorb ODS2 Column 250X4.6MM 色谱柱固定相的孔径80A，比表面积:200m²/g，含碳量达11.5%，已经过封尾处理，符合美国药典USP L1。

PSS832515 Spherisorb ODS2 Column 250X4.6MM 色谱柱,在使用之前必须先进行柱效测试，根据随货的色谱柱柱效报告选择合适的标准品，确定理论塔板数，并进行定期比较，跟踪色谱柱的性能变化。由于连接质量、操作环境、系统电子学、试剂质量、色谱柱条件和操作员技术以及不同的HPLC系统可能会导致色谱柱的柱效略有变化。

使用过程中，为了确保PSS832515 Spherisorb ODS2 Column 250X4.6MM 色谱柱持续保持高柱效，我们可以通过以下方法：

- 1.分析前，使用对样品进行净化，去除杂质；
- 2.加装保护柱，保护柱的最好与分析柱的填料保持一致，根据样品污染情况，定期更换保护柱；
- 3.控制好pH的适用范围在2-8之间。

此外色谱柱的寿命还取决于工作温度、所用缓冲液的类型和浓度等。