

实验室专用椅、实验凳、实验椅、实验室座椅、实验室配件

产品名称	实验室专用椅、实验凳、实验椅、实验室座椅、实验室配件
公司名称	上海中试实验室设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中试 型号:实验凳平脚 产品适用范围:医疗,化工,科研,院校
公司地址	上海市上海浦东新区
联系电话	021-33936378 13818866590

产品详情

品牌	中试	型号	实验凳平脚
产品适用范围	医疗,化工,科研,院校		

联系人：张先生

联系电话：021-33936378

传真号码：021-33936088/50189899

温馨提示：

- 1、拨打销售服务热线021-33936378寻报价、下单
- 2、请点击上海中试实验设备有限公司(www.sh-zhongshi.com)

获取更多信息！

【品牌】：中试

【型号】：实验室专用椅、实验凳、实验椅、实验室座椅、实验室配件

【介绍】：实验凳腿采用镀锌材质，底脚能根据需要改成万向轮。

产品颜色:

黑色或其它材料颜色

产品特点:

款式新颖，充分演绎人体工程学原理及唯美设计思维，令外型与功能高度统一

实验室凳子：

采用pu一体成型柔软舒适,不会产生particle且防止静电,适合无尘室class-100级使用,防静电效果符合esd/eos协会标准.

材质说明：

1：椅背、椅座：pu一体成型（内支架为多层高压木板，外层为聚氨酯发泡）表面导电系数为 10^9 — 10^{11} （椅座/椅背）

2：椅座支持架：采用高强度冷铁板喷漆底座，连接背铁抛光镀铬处理，不脱落生锈。

3：汽杆：采用品牌厂家产品通过美国bifma认证。

4：踏脚圈：采用无缝管材镀铬处理内支架为铝合金一体成型。

5：五爪支持座：铝合金抛光处理，不氧化、不易沾附particle。（可选电镀脚和尼龙脚）

6：防静电轮子：采用导电值为 10^4 — 10^6 尼龙轮，不产生黑色压痕及particle,（可选择普通固定轮和滑轮）
使用说明:适用于有电磁场生产场所使用。如:电子厂流水线操作工作用,作用是将操作台所产生的静电通过人体及所坐椅子、工具导向地下,以免所产生的静电影响产品质量稳定性及对人体所产生的危害。

无扶手实验室凳子：

防静电pu皮革椅简介：

品名: 防静电pu皮革椅

产品介绍及技术参数 可选汽动杆：140mm/180mm/260mm 表面电阻： 1.0×10^6 - 1.0×10^9 系统电阻:
 1.0×10^6 - 1.0×10^9 脚踏圈：直径320mm 400mm 450mm脚轮：防静电插杆万向轮
椅脚：碳钢镀铬五星脚/铝合金五星脚 材质：pu皮革面+铁镀铬颜色：蓝色/黑色

保养说明:

1、请保持室内的通风，以免过于干燥或潮湿；2、皮革吸收力强，请注意防污；3、每周一次用干净毛巾沾清水拧干，重复进行轻拭后用干毛毛巾擦干；4、若皮革上有污渍，可用泡棉沾专用清洁剂抹拭，真皮清洁时勿用烈性清洁用品清洁；5、如在椅上打翻饮料，应立即用干净布或海绵将之吸干，并用湿布擦抹

，让其自然干，切勿用吹风筒吹干；6、若钢椅架上有污渍，为了保持其光泽，可用洁净的干布擦抹。如遇顽固污渍，可以在其面喷少量碧丽珠，再用绒布擦拭即可光亮如新。

实验凳

实验凳平脚

实验凳转轮