

# 新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L

产品名称	新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74967.00/台
规格参数	公司:福意联恒温测试箱 容积:150/280/430L 温度:25 /0-100 /-20
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L公司说明：

北京福意电器有限公司依靠稳打实干抓住市场，利用业营销拓展市场，凭借售后巩固市场，立誓创造产品，提供优良售后，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、取得了良好的。回过去，本公司坚持“诚信至上、以人为本、永续经营”的理念，树立了良好的品牌形象与经营。展望未来，公司将通过科学的管理和不懈的努力，继续开拓进取，为打造、实用的实验室设备而不懈努力，以更加炽热的真诚与客户携手合作，共创。

新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能，高性能电池测试和项目的用试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间，可任意设定需要的数值，为电池恒温测试提供可靠的试验环境。

新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L参数：

新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L：

本着创造优良，提高企业度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为”的精神，以“优良优惠的价格、优良周到的售后、优良可靠的产量”的原则向您郑重承诺：

修期内或保修期外如设备出现故障，我司在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L相关说明：锂电池和铅酸电池谁高？ 能量密度目前铅酸电池的能量密度大约在50—70wh/g，而锂电池能量密度一般为200—260wh/g，这也就意味着，在电池重量相同的情况下，锂电池的放电效率更高，而且续航能力也就更强一些 循环次数一般来说目前的锂电池较为流行的是三元锂电池和铁锂电池。一般来说三元锂电池循环次数大约能够达到1000次以上，而铁锂电池的循环次数则能达到2000次。但是铅酸电池的循环次数只有300-350次左右，所以说锂电池的使用寿命大约是铅酸电池的3-6倍左右 体积锂电池的体积容量密度通常是铅酸电池的1.5倍左右，所以相同容量的情况下，锂电池比铅酸电池体积要小30%左右。 标称电压铅酸电池的标称电压为2.0V，而锂电池标称电压为3.6V。相同电压电流条件下，使用锂电池的电动车动力比较足，速度提升较。铅酸蓄电池价格大概是锂电池的1/3，可见其价格之低。锂电的性能竟然这么好，价格当然也不便宜，一般在1600元左右一块；而铅酸电瓶当然比较便宜，一般在800元左右一块。虽然锂电的价格是铅酸的一倍，但使用寿命却是5倍！综合来说，因为高续航需求特性，锂电池在新能源应用域大放异彩，未来新能源的发展以及政策的引导一定会促进锂电池的发展。 新威锂电池测试用恒温箱FYL-YS-430L