

冷敷加压治疗仪厂家

产品名称	冷敷加压治疗仪厂家
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

冷疗机取代了传统式物理方式，冰块脉冲充压敷机应用全智能操纵，半导体技术减温，降温速度，实际操作省时省力，温度、时间、应用频次及脉冲工作压力可以管控，配有低温，高温高压过温保护，可达到控温实际效果，防止了在应用全过程中对病人引起二次伤害，企业选用的冰囊适用人体各位置，减温显著。全自动加压冷热敷治疗仪特点1、技术：航天级半导体制冷技术，清洁能源，可靠免维护；2、准精：温控技术，温度误差 ± 0.5 ；3、液体可循环，冷量交换**；4、体验：人体解剖学设计冰囊，与关节贴合性强，冷效果*优，冰囊采用医用高分子材质，可消毒重复使用，冰囊可X光线，材质柔软，舒适度*好；5、支持：多方案可选，根据病患**针对性措施；6、缺水、堵塞、水温异常等报警，多重防护；7、简易：各种参数显示，界面简单清晰，易操作；8、操作：普通人员装机培训即可操作，无需证书；全自动加压冷热敷治疗仪适用范围1、各类骨折、骨创伤、骨等疾病，各类手术的术前准备和术后。2、各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。3、各类急性软组织疼痛的。4、人工膝关节、髌关节等假体置换术后。5、急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动损伤。6、各类术后功能训练预防肿痛。加压冷热敷治疗仪特点新科技：采用全自动半导体制冷，热系统，制温速度快，免维护，对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。工作时间：可长时间不间断连续工作，可持续工作四天四夜可靠。功能强大：冷敷，热敷，脉动，加压力于一体。适用范围广：各种外伤，骨伤，发热，发烧，疼痛肿胀等患者。自动化程度：液位探测装置，超限，超时，过载，过压，超温，缺水自锁保护装置。保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。冰敷对于运动损伤来说，是非常重要的手段或者一种方法。在工作中也发现，对于外伤的患者采用冰敷的方法能起到控制、减轻水肿、缓解疼痛的作用。冰敷先要在疼痛或肿胀明显的部位，使用的冷敷设备（冰敷仪）是必须的。其次，冰敷的时间是每次持续20-30分钟左右，每次间隔在2-3个小时，2-3个小时之后反复冰敷，疗程控制在内冰敷效果，也有人说控制在48小时内冰敷是好的。对于训练之后，关节出现肿痛、发热的患者，时间可以延长，只要有红、肿、热、痛表现的时候，都可以采用冰敷的方法。我们公司以“诚信、**”为企业精神，坚持以优良的技术、高质量的产品、完善的服务为广大客户提供满意的服务，也是我们不懈追求的动力。