

江苏奥凯麻醉机MJ-560B1全紧闭半紧闭半开放三种工作方式成人儿童

产品名称	江苏奥凯麻醉机MJ-560B1全紧闭半紧闭半开放三种工作方式成人儿童
公司名称	江苏登冠医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥凯 型号: MJ-560B1 产地:江苏
公司地址	常州市金坛区丹凤西路17号
联系电话	15300762263

产品详情

奥凯麻醉机MJ-560B1

主要技术参数

麻醉机

主机

高强度工程塑料机架

轻便美观，耐腐蚀

适用范围	成人、儿童
适用气源	O ₂ 0.27 ~ 0.55 MPa
流量计	O ₂ : 0.1 ~ 2L/min 2.5 ~ 10L/min (O ₂ : 0.1 ~ 10L/min N ₂ O : 0.1 ~ 10L/min)
快速供氧流量	25 ~ 75L/min
供氧压力低报警	当供氧压力小于0.2MPa时声响报警
蒸发器	具有温度、流量、压力自动补偿功能，蒸发浓度调节范围0 ~ 5voL%。根据用户需求氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚择一选配
呼吸回路	工作方式：全紧闭，半紧闭，半开放
释放压	1 ~ 4 kPa
呼吸风箱	成人、儿童风箱 潮气量范围：0 ~ 1500ml

呼吸机

显示方式	高清晰5.1寸液晶屏显示
通气模式	IPPV、SIMV、MANUAL (手动监测潮气量、通气量、呼吸频率等)
通气参数	
潮气量	50 ~ 1500ml
频率	2 ~ 99次/分
SIMV频率	1 ~ 20次/分
吸呼比	2 : 1 ~ 1 : 8
吸气触发压	-1.0 ~ 2.0kPa
通气参数监测	潮气量、通气量、IPPV频率、SIMV频率、总呼吸频率、吸呼比、气道压力峰值、同步触发压、压力—时间波形
安全报警系统	
气道压力报警	上限设定范围1.0 ~ 6.0kPa
气道压力报警	下限设定范围0.4 ~ 2.0kPa
分钟通气量报警	上限设定范围3.0 ~ 30L/min
下限设定范围	1.0 ~ 10L/min
持续高压报警	压力持续高于2.5kPa时报警

窒息报警	无潮气量输入15s内，声、光报警
断电报警电源	AC220V ± 10%50Hz ± 1Hz