

三合一光电美容仪器

产品名称	三合一光电美容仪器
公司名称	卓然科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市西大街138号银座国际
联系电话	0371-60396239 13393727988

产品详情

三合一光电美容仪器产品型号：ZR-M1100一、仪器简介：全能光电美肤系统III是卓然科技最新研发的一款集激光、E光、RF射频于一体的大型综合性治疗美肤仪器，全国独有的进口配件和先进的接口设计是这款仪器质量和效果的最好保障，三合一光电美容仪器应用了目前激光、射频和IPL领域最前沿的技术和科学成果，将一个工作平台与一个激光设备、两个IPL设备、两个RF设备对接，组成一个功能十分强大的光电美容工作站。它可独立解决皮肤美容的各种问题，又可以相互配合进行复合治疗，三合一光电美容仪器相当于一个移动的皮肤治疗美容医院，同时还为各种新型激光技术的接入预留了足够的升级空间和接口。

二、三合一光电美容仪器系统特点与优势：特点：

一个平台、两个控制系统：激光、黑脸娃娃单独控制系统；IPL,E-light,双极RF一个控制系统

三个手具接口：三合一光电美容仪器激光、IPL单独接口；双极RF一个接口

三套治疗手具：激光黑脸娃娃治疗手具、E-light治疗手具、双极RF治疗手具

五种治疗技术：激光技术、IPL技术、E-light技术、单极RF技术、双极RF技术 优势：1、激光、光子系统、电源冷却系统、三合一光电美容仪器计算机控制系统等三大智能化系统形成独立模块，这种独立模块技术提高了设备的稳定性和使用寿命。2、

精巧的手具设计、脚踏式脉冲发射、全电脑操作界面方便医师操作。3、

激光、光子的完美结合，三合一光电美容仪器彰显使用医生和医院的领先地位。

4、可治疗广泛的临床适应症和更广泛的病人 5、一个通用E-light

治疗头可方便轻松地满足各项目的治疗。

6、提供多种组合治疗方式，便于操作者发挥最完美的治疗效果，如IPL+laser;E-light+laser;RF+laser等。

7、三合一光电美容仪器无限可扩展平台的概念具有对将来的无限可升级性。

备注：三项仪器生产成本7600+7800+4500，市场销售不低于10000+12000+8000，市场任何厂家不具备以上配置的仪器，市场任何配件生产商无（1200V\800A功率器件IGBT，整体反射腔镀金\镀银）以上规格电源和E光枪。

三、三合一光电美容仪器治疗范围：脱毛、祛斑、去红血丝、嫩肤、毛孔粗大、祛痘、炎症期痤疮、红脸症、酒糟鼻、鲜红斑痣、血管瘤、毛细血管扩张、洗眉、洗纹身、洗唇、去痣、祛太田痣、祛肉猴、拉皮、祛皱、减肥、祛风湿等。

四、三合一光电美容仪器治疗原理：1、激光原理：激光瞬间发射高能量有效击碎病变组织里的色素。即光爆破原理：激光所集聚高能量瞬间发射，使得固定波长的激光在极短的时间内（仅6nm）瞬间穿透表皮到达病变组织，迅速击碎相应色素，相应色素团受热极速膨胀，瞬间爆破碎裂，一部分（浅表皮）色素团相继弹出体外，一部分（基于组织内）色素团破碎成可以被人体内巨噬细胞吞噬的细小颗粒，被巨噬细胞消化后，最终通过人体的淋巴系统循环排除体外，病变组织的色素将逐渐变淡直至消失，而周围正常皮肤组织由于不吸收固定波长的激光则不形成任何损伤。2、E光原理：A、三合一光电美容仪器生物刺激作用：采用特定的强脉冲多波长宽光谱彩光，直接照射皮肤表面，选择性作用于皮下异常色素及血管的靶组织，将异常色素细胞分解，闭合异常的毛细血管，同时强脉冲光被胶原蛋白中的水分吸收，热效应刺激胶原蛋白增生，从而增加皮肤的弹性，达到嫩肤、祛皱、祛红血丝的效果。B、光热解原理：强脉冲E光脱毛技术根据选择性光热解原理即特定波长的强脉冲光照射于毛发，被毛干及毛囊中的黑色素选择性吸收，瞬间形成局部高温，使毛囊凝固坏死，而不损伤正常皮肤及汗腺，抑制了毛发的生长，达到永久脱毛的效果。C、可用选择性光热分解理论来解释，黑色素对250~1200nm的较短波长的光吸收，氧合血红蛋白的吸收峰值在418、542、577nm。这样使用波长为540nm的治疗头发出的光很容易被黑色素和氧合血红蛋白吸收产生传导热，三合一光电美容仪器导致胶原纤维的热损伤。胶原纤维可大量吸收400-600nm的光，因此E光嫩肤治疗中所发出的530-1200nm的光可被胶原纤维部分吸收，使胶原纤维受到损伤，导致纤维细胞的活化及胶原合成增加。不仅观察到I型胶原的增生，而且III型胶原也有增生，因为III型主要见于血管周围，而E光嫩肤可以有效的改变色素沉着，减轻毛细血管扩张，减轻细小皱纹，收缩毛孔，皮肤质地好转和总体改善。3、三合一光电美容仪器射频原理：RF射频作用于人体刺激皮下胶原立即性收缩，全面紧致肌肤，有效改善皱纹度。使胶原长期性新生，RF射频技术是一种全新的非手术、非介入、安全性高的美容紧肤术，通过冷却表皮，利用RF热能深入真皮全层，使温度升高，加速真皮及皮下组织的血液循环，使纤维组织瞬间受热产生立即性收缩，刺激胶原蛋白长期新生与重建，达到收紧祛皱等效果。

厂家销售网址：www.jianfeiyiqi.com 销售电话：13393727988（葛经理）