

FYL-YS-100L

产品名称	FYL-YS-100L
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

FYL-YS-100L厂家简介：

FYL-YS-100L厂家 福意联 (FU.YI.LIAN) 是一家研制科研、医疗保存箱 (柜) 的企业。其采用了水平的新型单压缩机混合工质制冷，并拥有优良自主。已形成了4 、2-48 、-30 、4 - 38 、10 - 65 、几大系列产品，福意联 (FU.YI.LIAN) 已成为目前上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。产品现广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、业等域中各种生物活性物质的中长期保存，打破了我国对科研、医疗保存箱 (柜) 的需求长期依赖的面。

FYL-YS-100L参数：

福意联有限公司是一家恒温、冷藏设备的公司。我们的客户来自很多 (科学研究，防御，生物制药，农业，环境保护等)。除了和提供优良的和产品，我们还为客户提供成套的解决方案。诚实守信，不断是我们始终不变的经营理念。

FYL-YS-100L：特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读取数字为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）主要采用双控温，具有响应速度快、寿命长、可工作温度范围宽和灵敏度高等优点，压缩机及热补偿，精心设计的控温能有效使温度的控制在2度以内，在北方地区可进行自动热补偿。

FYL-YS-100L：

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上。6、检查无误后电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电路是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行，再放入食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。

公司产品广泛用于医疗、科学院、大院校、、、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。产品行销外，深受广大用户的。企业是质量求生存，视荣誉为生命。建立了完备的

质量体系，配备了的和检测设备。拥有一批具有勇于、积开拓的人才。

公司拥有的人才，完善的设备，强大的型经济实体，有稳定的原材料供应商和充分的优良货源，为公司的长远发展提供了有利的保障，公司为医用、实验室，科研，，化工，电子等提供各种恒温冷藏设备。