

# 医用创口冲洗机供应

产品名称	医用创口冲洗机供应
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 医用创口冲洗机

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，可达两周以上才能进入末梢。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。降低伤口内和病毒含量，预防狂犬病。伤口冲洗机适用范围1、各类外伤、手术伤、感染伤口/创面，如多种新鲜污染的开放性软组织损伤、浅表感染伤口、化脓性伤口/创面，窦道、瘘道等。2、难愈合伤口：如糖尿病伤口、褥疮、性营养溃疡、外伤性溃疡等。3、软组织创伤、开放性骨折等。4、关节置换术，各种骨折固定术等创口。5、急救创伤清创。多功能外伤清洗机，主要用于急诊科和各科室，针对多种污染的开放性软组织伤、以及浅表感染伤口创面，进行定量、低耗地清洗。根据患者的伤情，医护人员判断并设定损伤程度、污染程度，选择清洗药液和清洗水流喷淋形式，由嵌入式软件及PLC或SCM配合压力传感器控制电机按特定转速带动水泵在规定的压力-流量工作点稳定运行；以不同喷头实现多种喷淋形式；以电磁阀组实现不同清洗液的切换；手动喷启动或停止清洗，实现连续或脉冲清洗。多功能清创机(医用伤口冲洗机)设备特点1、适合各种伤口的清创、对于急诊外伤，压力清创对各种大面积清创、急救、及各种术前术后的清创，清创迅速、清洗、视野清晰，从而提高手术质量，赢得宝贵时间。2、超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、营养溃疡、外伤性溃疡，并且防止伤口感染。3、超声波产生的空化效应能有效去除、坏死组织，正常组织无损害，促进正常组织生长，达到清创目的，使能迅速进入深层组织。4、给提供新的手段，减少医护人员的工作量，加快病床周转率，提高、科室效益。5、多功能清创机可降低成本、增加收入，缩短时间，为病人减轻负担、减少病痛，从而获得良好的社会效益和经济效益。6、甲类医保报销。外伤清洗机保养与维护1、保持设备工作场所的通风、干燥、洁净，有利于设备的长期运转及优化工作环境条件；2、洗净液过于肮脏时应及时处理，定期清理清洗槽、贮液槽内污垢，保持洗净槽内及外观的洁净，可提高洗净槽的\*\*性；3、电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性气体、粉尘，定期用压缩空气清理附着的灰尘；4、定期测试清洗机的绝缘性能，对于易老化电气组件定期检查，检查接地线，确保设备良好接地此项目须由具有经验的电工进行操作；5、定期测试电源，确认符合设备的电源电压要求，避开在过高或过低的不稳定电源下长期工作；6、带有过滤装置的设备，定期更换过滤芯；7、带有传动机构的，应按要求定期加注黄油、机油等润滑剂，定期更换减速机齿轮油，确保运动机件在良好润滑条件下工作。我们公司本着“客户\*\*、服务至上”的宗旨，牢记“让每个客户都用好产品”的使命，与各界朋友广泛合作，携手共进，共创美好未来。