

广东ERBE爱博 20196-118手柄线维修案例

产品名称	广东ERBE爱博 20196-118手柄线维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

ERBE 爱博电凝钳维修更换

广州云启医疗-提供手术器械维修

维修范围：

输尿管肾钳、异物钳、兰钳、电凝钳、镜鞘、抬举器、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、碎石钳、输尿管镜镜桥、组织剪、活检钳、操作手件、活检软钳、钛夹钳、持针器、髓核钳、脊椎钳、强生换能器、超声刀、导光束等；

维修周期1-5个工作日。

我们有好的医疗器械维修工程师，维修经验丰富，维修服务价格优惠，健全的售后，是手术器械维修的佼佼者。手术器械维修就选广州云启。

广州云启医疗设备有限公司将竭诚为您服务！

双极电切镜的闭孔器

使用：

主要目的是避免体内前面物体对镜头的损伤。

光学试镜

分为12度跟30度两种，常用的为12度，视野相对清晰。

操作手键

前端用来安装电切环或电切球，通过手柄的前后移动完成对组织的切割，手柄两侧用来安装双极线

内鞘

前端为绝缘陶瓷装置，避免电热对人体的损伤。

外鞘

通过与内鞘的结合完成系统的灌流，前端为进出水口

电切环

开放式90度为应用多的电切环。

电切针

主要用来切开子宫纵膈以及肌瘤表面的开创手术的操作。

电凝球

前端呈滚球状，主要用来止血以及对子宫内膜的切割等功能。

腹腔镜器械的清洗

手术结束后，立即将腹腔镜器械放在1：300中性多酶清洁剂浸泡10min，因酶可迅速分解蛋白质和有机物，使残留血液、有机物、粘液等不至于凝固而吸附在器械上，从而易于清洗。并将所有能拆卸的部件全部取下，分开放置，各套管芯拔出，充分浸泡。然后用流动水认真清洗每一部件，带有管腔的器械应用柔软的毛刷反复洗刷，以两端见刷头为准，彻底清除所有的组织碎片，同时去除其他有机物。

维修案例：

设备名称：STORZ 26196HM电凝夹

检测故障：通电断开，无法电凝。

维修方案：重新装配通电芯，并测试。

维修周期：2个工作日

保修周期：1个月

广州云启医疗设备有限公司成立以来，我们服务超过100家医院，其中科室、全院托管医院十余家。未来，我们将通过不间断的提升、创新以及吸纳新技术，为客户提供更优质的医疗设备服务。一直秉承服务医疗，德艺为先的经营理念，服务好客户单位，并积极寻求多元化的发展。在未来云启医疗的发展之路上我们依然坚持“合作、分享、共赢”的经营理念 and “客户至上、诚信经营、规范管理、协调发展”的宗旨，形成良好的经营风格，去争取赢得客户和社会的更多信誉与认同。

强生超声刀换能器常见故障螺杆断手柄线缆断电缆线外皮破损芯片故障故障处理更换螺杆重新接线更换线缆重置数据

奥林巴斯超声刀常见故障绝缘片脱落、烧焦绝缘皮老化

故障处理更换绝缘片更换绝缘皮输尿管镜镜桥常见故障水阀坏连接处断故障处理更换水阀焊接连接处导光束常见故障光纤断卡口卡不上

故障处理接光纤维修卡口车床加工导光束转接口

狼牌手术器械维Olympus手术器械维

操作手件常见故障短路漏水弹簧断外管变形通电测试

弹簧故障处理换电切环夹块更换密封圈更换弹簧外管矫正

内鞘常见故障陶瓷头损坏水阀坏陶瓷头水阀故障处理更换陶瓷头更换水除此以外，我司还可维修以下器械：取石钳、活检钳、齿抱钳、胆石钳、牵引钳、咬骨钳、抓钳、止血钳.....手术器械使用注意事项

维修案例一：

OLYMPUS A60101A 电凝钳 钳芯断 更换钳芯

设备名称：OLYMPUS A60101A 电凝钳

检测故障：钳芯断

维修方案：更换钳芯

维修周期：3个工作日，

保修周期：非人为保1个月

维修案例二：

设备名称：youshi双极电凝钳

检测故障：无法工作绝缘外管坏线缆断手柄不通电

维修方案：更换绝缘外管，维修配件，重接线缆

维修周期：3个工作日