

中医定向透药治疗仪|晋瑞医疗中频治疗仪|离子导入仪|中频理疗仪|理疗电极片配套仪器

产品名称	中医定向透药治疗仪 晋瑞医疗中频治疗仪 离子导入仪 中频理疗仪 理疗电极片配套仪器
公司名称	江西晋瑞医疗器械有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:晋瑞医疗 型号:JR-4AS型 产地:江西
公司地址	江西省吉安市青原区河东经济开发区电子工业城1号标准厂房
联系电话	0796-8126677 13766227441

产品详情

中医定向透药治疗仪|晋瑞医疗中频治疗仪|离子导入仪|中频理疗仪|理疗电极片配套仪器

中医定向透药治疗仪

中医定向透药治疗仪原理

中医定向透药治疗仪是根据生物电药导理论、仿生学、热敷医学、磁场学、中国古典中医医学及现代微电脑技术基础上研制开发的新一代医疗仪器。仪器在设计上引用了中频编码技术，成功的把中频药物离子导入、中频仿生按摩及热、磁治疗技术融为一体，因而该机具有低中频药物导入和中频仿生按摩及热、磁治疗的多重功能。调制的中频电流能促进皮肤电阻下降，扩张小动脉和毛细血管，改善局部血液循环，非对称中频电流产生的电场，对药物离子产生定向的推动力，使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤粘膜快速的进入人体，作用于患部病灶，具有消炎、消肿、镇痛、疏经通络、松懈粘连、调节和改善局部循环的作用。

治疗仪结构及组成

治疗仪结构由主机和皮肤电极组成，外接超声换能器。主机由ABS塑料外壳、电源变压器、电源开关、功能控制开关及按钮、熔断器、显示电路板、主控电路板、输出接插件组成。电路为双重隔离BF型输出结构。电路为双重隔离BF型输出结构。

主要特点

1.中频数码仿生按摩

新型仪器采用微电脑芯片和多元数码计算产生的组合波形，对中频电流的调制方式进行了模仿人手按摩功能的计算处理，即动态多元仿生调制，使患者在治疗过程中，充分感受到多种仿生按摩手法，治疗过程更加贴近人体的自然状况，不仅提高了疗效，而且更加舒适。

2.采用先进的导入方式

新型仪器特设的非对称中频电流，保留了一定能量的负向脉冲，成功的把电脑中频治疗技术和中频药物离子导入技术及热、磁治疗功能融为一体，因而本机具有多重功能。其特有的非对称中频药物离子导入，技术经多家医院临床验证，不仅药物离子的导入深度和效果明显提高，同时可削弱皮肤的刺痛感并有效地消除皮肤丘疹的发生。

3.温热治疗

热疗是中医常用的驱风除湿的治疗方法，可通经活络、促进血液循环、加速血肿的吸收消散。本仪器采用13.5V特低安全电压，通过螺旋电热线产生25摄氏度~50摄氏度热量，热度调节范围：0~5档，可根据治疗的需要均匀的设置温度，在严寒的冬天，为了快速提升电极板的温度，通常设置在“5”档，在“5”档工作4--8分钟后，机器自动转到“2”档，并保持恒温工作状态。为了避免极板温度过高而引起烫伤，在电路设计上采用了过流和过热双重保护功能，使用过程安全可靠。在治疗中由于热辐射频谱适用于人体吸收的范围，具有促进和改善人体微循环的治疗功效。

4.生物磁疗

动态生物磁场，一定剂量的磁场作用于人体穴位可以调和气血、疏通经络，有明显的止痛、消炎、活血化瘀的功效。仪器治疗电极上的螺旋电热线通以13.5V、50HZ的交流电，产生交变动态磁场，能有效调节患者患处的局部生物磁场，使人体组织中的水分子受磁活化，并软化和溶解血管中的沉积物，从而达到气血通顺的目的。

5.多功能综合治疗

可同时或选择性地药物导入、仿生按摩、热、磁等方式的治疗，使各种治疗机理相互补充，更充分的调节人体的生理机能、改善微循环、增强免疫功能，实现对疾病多角度的综合治疗，达到更加理想的治疗效果。（以上条款适用于新型设备）