

# 脱气震荡仪|脱气震荡仪|脱气震荡仪|武汉奇绩电子

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 脱气震荡仪 脱气震荡仪 脱气震荡仪 武汉奇绩电子                            |
| 公司名称 | 武汉奇绩电子科技有限公司  |
| 价格   | 100.00/台  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号武汉光谷国际商会大厦B单元5层09室（自贸区武汉片区）（注册地址） |
| 联系电话 | 027-87003228 13554213949                            |

## 产品详情

武汉奇绩电子科技有限公司生产QJ508脱气震荡仪，设备符合GB/T17625-1998《绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法；符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法，该仪器采用微计算机程序控制，用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气，适用标准：GB/T17625-1998 DL429.4-91。

工作方式：

1、色谱脱气振荡：恒温50 ；振荡20分钟；静止10分钟；

2、水溶性酸振荡：恒温75 ；振荡 5分钟；静止0分钟；

3、其他物理振荡：恒温0-110 任意设定；

振荡0-99分钟任意设定；

静止0-99分钟任意设定；

4、直接开始振荡：手动开始或停止振荡

技术参数：

仪器屏幕：五寸彩色触摸屏

控温范围：室温-100

控温精度：室温-50 ±0.2

50 -100 ± 0.3

控温方式：数字PID自动控制

震荡幅度：35mm

震荡频率：275 ± 3次/分

样品放置方式：八支100ml注射器（上下两层）

250ml三角烧瓶4支（选配）；

大功耗：500VA

工作电压：AC220V ± 20%

电源频率：50Hz ± 5%

环境温度：10 -40 ；

环境湿度： 85%

重量：35Kg