

# LF-630儿童物理退烧散热治疗仪

产品名称	LF-630儿童物理退烧散热治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:LF-630 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 物理降温港

“能吃药不打针，能打针不输液”这个观念是对的吗？

### 儿童物理降温仪

中国安全注射联盟的统计显示:我国每年竟有39万以上的人死于不安全注射。95%以上的人并不知道滥用输液会带来的严重危害,70%以上的输液为不必要输液。世界卫生组织用药原则。根据现状,以上原则渐渐被淘汰,新一代降温观念由此诞生,打造物理降温港的新概念也游戏诞生。

### 输液危害：

- 1.儿童用药易引发药物的不良反应，比如异常反应
- 2.对血管的危害，可能导致局部静脉炎的情况
- 3.儿童输液过多引起人体的免疫下降

4. 输液过程中，速度过快或者输血量过多，会加重心脏和肾脏的负担

5. 输液过程中儿童会受到惊吓紧张

6. 反复的输液会造成血管的硬化，容易形成血栓

临床输液港经常人满为患，且儿童和老人的数量占比较高，由此可见，由传统的输液港模式转换为新型物理降温港模式，效益可观。并随着越来越多的专家人士对输液的不提倡和政策趋势，也体现出物理降温港的价值和重要性。

传统的降温方式：冰敷、退热贴、温水擦拭、温水浴、酒精擦拭等，或药物输液。以上降温方式存在的很多弊端，不属于有效的降温手法，无法达到医院科室的创收效果。结合临床大量的学术报告，均可体现物理降温设备降温冷敷要优于传统降温方式，效果大大提升。

及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要的意义。

世界卫生组织建议，发热应用物理降温。LF-630儿童物理降温仪采用航天级半导体控温技术能够有效降低患儿体温，可以缓解高热患儿不适症状，改善睡眠情况，缓解患儿家长的焦虑情绪确保患儿生命安全。

LF-630物理降温仪其他功能

体温监测：红外线体温监测功能，当体温传感器检测温度低 $36^{\circ}\text{C}$  或高于 $40^{\circ}\text{C}$  时会有“滴滴”的蜂鸣提示音。

便携把手：符合人体工学，握持舒适，方便转运。

工作时间：定时范围为 $10\sim 240\text{min}$ ，调整级差为 $10\text{min}$ ，定时允差 $\pm 5\%$ 。

音乐治疗：内置国际辅助康复治疗名曲10首，音量 $0\sim 9$ 级，可随意调节。

产品通过ISO13485和ISO9001质量体系认证，产品质量有保证。

LF-630物理降温仪（儿童型）采用物理降温能够有效降低患儿体温，LF-630物理降温仪可以采取积极的降温措施，把儿童的体温控制在安全范围之内。操作简单、降温速度快、效果明显，能够保证儿童的安全。

