

# 内分泌科多功能超声清场治疗仪

产品名称	内分泌科多功能超声清场治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗类 型号:MUI-T8 产地:重庆
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

临床超声清创术——用于糖尿病足清创效果

北京解放军306医院麻醉手术科，近年积极探索应用超声清创术治疗糖尿病足的有效性和护士对糖尿病足病人的心理支持的重要性及手术配合体会。将糖尿病足分级，Ⅰ度74例，Ⅱ度12例患者给予超声水刀清创术治疗，在术前访视、术中给予患者心理支持，护士的有效及时配合。所有86例患者手术过程均顺利，无严重并发症发生。结论是应用超声清创术可妥善处理糖尿病足，护士对病人的心理支持及术中的有效配合有助于手术的顺利进行。

有研究表明运用超声水刀进行超声清创术能有效治疗糖尿病足，目前该技术在欧洲及美国已普遍用于治疗慢性溃疡性创口，被认为是一种理想的创口处理方法，可代替传统的锐性清创术用以处理复杂的创口。并具有杀菌功能，原因可能与其破坏了细菌与坏死组织形成的生物膜，进而破坏了细菌的保护机制有关。我院内分泌科于2011年5月 - 2014年5月为86例糖尿病足患者行超声清创术治疗糖尿病足创面修复手术，效果良好，提高了患者生活质量。

### 超声清创机产品特点

快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。

双核设计：多功能清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响。解决了不同类型创面清创的等待时间。

负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。

清创过程中降低损伤伤口周围的神经和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织没有很大影响。

能促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境。

清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可实现要清创的具体位置。

压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。

超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显。

超声波清创产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织，对正常组织没有太大损害，不直接接触患处从而达到无痛清创目的。