

# 眼科加压冷热敷治疗系统-眼部冰敷机

产品名称	眼科加压冷热敷治疗系统-眼部冰敷机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 眼部加压冷热敷治疗机

眼部冷敷适用于眼睛外伤早期48小时以内，或者眼睛充血明显，发热，疼痛畏光，发痒明显时可以冷敷。冷敷不宜温度过低，以免造成局部组织损伤。一般用干净毛巾蘸凉水，拧干后局部冷敷就可以，或者是用冰块隔着毛巾局部冷敷，敷的时间不宜过长，一次10到20分，每天可以敷三到四次，敷的时候可以观察症状，如果明显缓解即停止冷敷。

眼睛冷敷的作用如下：

- 1，冷敷眼睛可以缓解眼睛酸痛，减轻眼睛疲劳的症状。
- 2，可以缓解眼睛充血，红肿，干涩等不适症状。
- 3，对于眼皮经常浮肿的可以进行冷敷，是一个消肿的好办法。
- 4，对结膜下出血进行冷敷可以使毛细血管收缩，减少出血。
- 5，对急性结膜炎进行冷敷，可以减少炎性渗出物，有利眼睛恢复。

6, 对外伤引起的眼睑水肿淤血, 可使血管收缩能减少出血。

7, 可以清醒大脑, 消除眼袋和黑眼圈。