

天驰自增压不锈钢卧式液氮罐

产品名称	天驰自增压不锈钢卧式液氮罐
公司名称	郑州市郑东新区顺和实验仪器经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天驰 型号:YDZ-15 产地:河南焦作
公司地址	郑州市郑东新区商务内环路10号9层904号（经营场所）
联系电话	15290867549

产品详情

天驰自增压不锈钢卧式液氮罐

自增压液氮罐中的液氮输送，从进/排液口进出，再由放空阀将管道中残液排空，避免液氮留存在管道形成冰堵，在下次使用时液氮排不出。但如果是增压阀自己被冻住了该怎么办？当需要排液的时候，增压阀打不开关不上，作为使用者，你会怎么做？

其实选择不外乎两个，一个大力拧开让冰脱落，或者想办法将冰融化，再进行工作。

不用天驰说，大家应该都会选择第二种，毕竟为一个阀门损坏整个罐子不划算，等一等又没有什么。

要知道，阀门之所以会被低温冻结，关不严打不开，是由于阀门处产生了泄露，液氮渗出到阀门上，可以在加温解冻后在开启或关闭阀门。待解决眼前的冻结困境，再去处理阀门泄露的根源——压紧螺母密封不严问题。

压紧螺母的处理也简单，直接用扳手拧紧即可，不放心的话可以静置观察看看，如果不再冻结那就没有问题。

天驰液氮罐利用液氮隔绝热量，打造出一个真空空间，很多年来，实验室、畜牧上储存样本用的都是这样的液氮罐。因此天驰液氮罐客户大都来自科研、畜牧、学校、医院等单位，天驰液氮罐符合客户的需求，两者相辅相成，互相进步。

