

# 医用冷疗仪-冰敷治疗仪

产品名称	医用冷疗仪-冰敷治疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 医用冷疗仪-冰敷治疗仪

冷疗机选用航空航天级半导体材料温度控制技术，融合自动式充压循环系统冰敷医治基本原理，可解决患者围手术期的止痛、退肿消肿、减渗等总体方案要求。一分钟快速致冷，、没有噪音，智能温控，自动式充压冰敷。全自动加压冷热敷治疗仪适用范围1、各类骨折、骨创伤、骨等疾病，各类手术的术前准备和术后。2、各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。3、各类急性软组织疼痛的。4、人工膝关节、髌关节等假体置换术后。5、急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动损伤。6、各类术后功能训练预防肿痛。冰敷是关节松动的重要环节，其主要原理有以下几个：1、冰冷导致局部血管收缩，抑制血液循环，减少伤后；2、局部降温抑制了损伤局部机体自身代谢水平，减少了损伤后局部炎性物质的积累，减轻了炎性反应；3、冰冷抑制传导，简单来说降低疼痛的程度。加压冷热敷治疗仪特点新科技：采用全自动半导体制冷，热系统，制温速度快，免维护，对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。工作时间：可长时间不间断连续工作，可持续工作四天四夜可靠。功能强大：冷敷，热敷，脉动，加压于一体。适用范围广：各种外伤，骨伤，发热，发烧，疼痛肿胀等患者。自动化程度：液位探测装置，超限，超时，过载，过压，超温，缺水自锁保护装置。保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。全自动加压冷热敷治疗仪特点1、技术：航天级半导体制冷技术，清洁能源，可靠免维护；2、准精：温控技术，温度误差 $\pm 0.5$ ；3、液体可循环，冷量交换\*\*；4、体验：人体解剖学设计冰囊，与关节贴合性强，冷效果\*优，冰囊采用医用高分子材质，可消毒重复使用，冰囊可X光线，材质柔软，舒适度\*好；5、支持：多方案可选，根据病患\*\*针对性措施；6、缺水、堵塞、水温异常等报警，多重防护；7、简易：各种参数显示，界面简单清晰，易操作；8、操作：普通人员装机培训即可操作，无需证书；我们公司以“诚信、\*\*”为企业精神，坚持以优良的技术、高质量的产品、完善的服务为广大客户提供满意的服务，也是我们不懈追求的动力。