

HW-1200儿童物理降温仪

产品名称	HW-1200儿童物理降温仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

物理降温冰敷仪是依托强大的教育和科技资源，通过***为各级机构提供了：脉动加压热敷机，多功能清创机、犬伤清创机、静脉显像仪、硬组织切片机、犬咬伤清创机、气溶胶空气消毒机等多款医用设备，为提供了方便、有效的诊疗设备。便携式儿童物理降温仪采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者缓解开启、便捷的防护措施。持续物理降温，带走热量，减少原发病对患儿的危害。联合使用，提高降温速度，减少各种。温度控制系统，恒温缓解，提高缓解性。利于患儿散热，提高体感，减轻患儿焦躁、痛苦情绪。冷敷温度可调可控，减少冰冷，提高缓解舒适性。建议只为常规发热病人使用，对于高热或者重症高热昏迷的患者，建议采用其他缓解措施。在应用中不替代降温，一些由于病原体感染或致病原造成的发热患者，可联合降温，缓解效果佳。通过冷量交换，带走患者局部热量，是一种性缓解措施。一旦停止物理降温，断开冷热量交换，患者温度可能会回升，属正常现象。使用物理降温仪不是单纯的把发热患者体温降下来，而是通过冷热量交换，带走热量，预防一些高热引起的并发症的发生(如、FC高热惊厥等)。产品简介HW1200发热是婴幼儿时期常见的之一,因为幼小婴儿没有健全的体温调节功能，持续高热不仅会阻碍系统功能的发挥，而且还使热能的消耗量增加，严重威胁着婴儿的生命。采取积的降温措施，把婴儿的体温控制在范围之内，是婴儿高热的重中之重。采用物理降温能够有效降低患儿体温，可以缓解高热患儿不适,情况,缓解患儿家长的焦虑情绪,确保患儿生命。儿童物理降温仪特点1、循环冷水，恒温冷敷，持续性物理降温。2、半导体制冷技术，快速启动，缩短准备时间。3、冷敷温度10-25C可调调控满足不同缓解需求。4、触屏设置，便于操作。5、机身小巧，便于携带，整机2.5kg。6、音乐疗法、体温检测等人性化设计。7、配套头贴、冰枕、冰毯为提供多种解决方案。快速降温【快速启动】能在短时间内快速启动。【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要意义。世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。在保证的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操作简便、降温速度快、效果明显，值得在中进行推广应用,让操作*。系统语言：中文采用半导体制冷技术，全自动温控，清洁无污染。机身内置有红外温度感应器，实时监测患者体温的变化。温度范围在17 ~ 39 之间，温度可调，步进值为1 。整机重量仅为2.5kg快速降温在3分钟内达到设定温度该项目已经纳入《全国服务价格项目规范》甲类医保报销