

医用速效型低温冲击透药治疗仪

产品名称	医用速效型低温冲击透药治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清领 型号:CR800-A 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

低温冲击中药汽雾治疗仪（低温冲击镇痛治疗仪）

低温冲击中药汽雾治疗仪（低温冲击镇痛治疗仪）是清领医疗自主研发的新一代低温康复领域新产品，目前此产品在国内康复治疗效果，也是目前康复修复领域认可的一种治疗手法，产品结合中医治疗理念，体现出产品的一大特色，中医康复理念是未来临床医疗发展新方向，紧跟新政策，产品不停革新，将低温镇痛产品做到。

河南清领低温冲击镇痛仪，是一种创新的非接触性、无创、可以直达痛源的疼痛自然疗法。经过低温冲击镇痛仪治疗手柄喷出高压二氧化碳气体（干冰），在30秒内把治疗部分的皮肤从体表温度直接降到4℃以下，从而达到深度温感冲击的效果。这种深度温感冲击随即会引起一系列的生理作用，从而快速起到消肿、缓痛、解除、准确修复、抑制恶化的作用。

和传统疗法相比，该疗法具有恢复快、痛感降低快等优点。以往治疗关节扭伤，会先进行冷敷以缓解肿胀，但是患者的疼痛感仍比较强烈，消肿速度也比较慢。采用低温冲击疗法后，消肿速度是冷敷的两倍，患者的疼痛感明显降低，恢复效果也更好。

低温冲击中药汽雾治疗仪（低温冲击镇痛治疗仪）通过高温高压气流将药液进行雾化喷涂在皮肤表面，使药能与热能相结合，有效地调节人体皮肤、神经、经络、脏腑，促进血液循环，用排汗控温的方法同时，达到抑菌、消肿、祛除风、寒、湿。清除血液垃圾，促进新陈代谢，以到达祛病、健身、补气、养血的功效。

很多运动员在运动结束后都会选用低温镇痛设备来进行治疗，后来此方法覆盖到临床，结合临床学术研究，将其合理运用到日常治疗，特极大提高了临床。

运动后冰敷可以使劳累的肌肉得到休息，减轻肌肉劳损。冰敷也能够减少以及减缓组织胺的释放，减轻组织对疼痛的敏感性；减少血管内皮细胞的作用和血栓的形成；减轻微循环及周围组织的渗出和肿胀；

减少氧自由基的释放等等