

注射用紫杉醇恒温柜20-30度

产品名称	注射用紫杉醇恒温柜20-30度
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

是采用 的无氟制冷系统。本系列设备针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器，具有使箱内温度与均匀、智能控温更等特点。亦可作样本灭活、杀菌纸张、物品等使用。是大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

型号对比：型号 箱体尺寸 容积 重量 电压 功率 温控范围
FYL-YS-150L 595 × 570 × 865 150L 47kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-230L 525 × 440 × 1080 230L 68kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-280L 595 × 570 × 1445 280L 73kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-310L 515 × 530 × 1185 310L 78kg 220V 100W 2~48
FYL-YS-430L 595 × 680 × 1805 430L 105kg 220V 100W 2~48

性能介绍：气候类型：N,SN 温控范围：4-38 2-48度(每度恒温调控) 误差 < ± 1

制冷原理：进口无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能,当环境温度低于零度或者设定温度时，可以箱体内部温度恒定在设置温度。

加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。

微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在4 -38 ，波动范围小。

门锁设计：安全门锁设计，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板

内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。

低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带适合电压不稳定地区。

福意联售后保障：1.我们有足够的库存,单次拿货不高于500台,在工作日1-3天均可发货,一般当天即可发货.
2.售后服务:整机一年,压缩机三年的免费维护. 关于运输：本公司专业供应并郑重承诺：层：聚苯夹；第二层：气垫膜塑料布；第三层：瓦楞纸箱；第四层:木架包装。

注射用紫杉醇恒温柜20-30度