

五合一儿童智力测试工具箱AZX-G200型

产品名称	五合一儿童智力测试工具箱AZX-G200型
公司名称	济宁市奥之星电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥之星 型号:AZX-G200 包装:纸箱
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道红星西路南张建筑公司宿舍北5排4号(注册地址)
联系电话	0537-2583299 15564760972

产品详情

工具箱：五合一儿童智力测试工具箱：适用于以下五种智力发育量表 1、儿心量表II（0~6岁）

2、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁） 3、小儿神经心理发育量表CNBSR（0-6岁）

4、CDCC智能测试（0-6岁） 5、新生儿20项行为神经评定心理量表(NBNA) 六、软件功能：

1、儿童智力(IQ)测评（0-16岁）（1）儿童图片词汇PPVT智力测评（3岁6个月~9岁2个月）根据国内常模，采用电脑语音阅读词汇，被测者点击高灵敏度触摸屏同步显示的图片，电脑自动评分，测试准确快捷。（2）儿童联合型瑞文CRT智商测评（5~16岁）采用新常模，通过图形推理，判断儿童逻辑推理、计算等多方面智力水平。题目由简入难，能在很大程度上反映儿童思维从直观形象到抽象推理的渐进过程。（3）儿童绘人智能MOD智力测评（4~12岁儿童）绘人测验又称为画人测验，该系统配合高灵敏度触摸屏，儿童直接在显示屏上作画，是一种简便易行的智能评估工具，有时也用来评估人格。画人测验只要求画一个人像，简单易行，能引起儿童的兴趣，不易产生疲劳，因而能使儿童较好地表现出实际的智能水平。（4）儿童发育行为评估量表（儿心量表-II）（0~6岁）分析影响婴幼儿发育商的因素，为儿保医生指导和幼儿早期发展训练提供依据。及时发现孩子的长处、不足，让家长做到发挥孩子的长处，同时对不足也给予一定的关注，尽早改善。小儿神经心理发育在0—3岁是较快的时期，小儿语言发育商和精细动作发育商偏低和低下儿童所占比率比较高，在儿童工作中要加强此方面的指导，提高家长意识，让家长掌握科学的育儿方法，促进小儿全面发展。

（5）儿童丹佛小儿智能发育筛查DDST（0~6岁）适应于0~6岁儿童，DDST由四个分测验组成，即个人与社会行为、细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具，对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查；对可疑儿童进行初步判定；对有高危险因素儿童进行发育监测；观察早期缓解和干预训练的效果。