

安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久

产品名称	安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久 安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久

广州云启设备有限公司创立于2016年,以技术服务为主,主要业务是面向和中小设备公司提供技术支持、仪器的安装、维修、咨询、技术培训等服务。拥有一支的工程队伍,能够满足、设备公司对设备安装和维修的要求,并能承担和设备公司设备技术人员的培训工作,我们愿意在商务和技术上和更多的、公司合作,本着诚信为本,周到服务的原则共同发展。本公司实力雄厚,技术力量强。

超声刀止血的优缺点 优点是:(1)只产生小水滴而不产生烟雾,手术视野清晰;(2)热效应小,作用热度为80 ~ 100 ;热损伤小,损伤周围3mm范围;(3)兼有组织切割、凝固和分离的作用,且可控制切割和凝固范围,缩短了手术时间,减少了术中出血;(4)无电损伤的可能;(5)组织粘连少,焦痂形成少,术后并发症少;(6)术后粘连少,切口愈合快;(7)快速振荡有自净作用,不会发生刀与组织的粘合;(8)适用于安装了心脏起搏器的患者;(9)适用于腹腔镜手术;(10)可用来处理大网膜广泛粘连的手术,网膜脂肪断离无电凝挛缩现象,切口整齐,网膜血管凝固完全。缺点是:(1)操作迟缓;(2)价格昂贵;(3)用于凝固直径<3mm的血管效果确切,但凝固较大的血管仍需使用其他方法(注:强生产品在宣传中称能闭合5毫米及5毫米以下的血管);(4)只能切凝与之接触并有一定张力的组织,且每次不能切割太多组织。

机械清洗法 3、通过观察,发现单纯的机械清洗对残存有有机物的器械达不到理想的清洗效果,而使用多酶液浸泡手工刷洗再清洗机清洗的效果更好。 4、机器清洗并不能全部代替手工清洗,对于某些管道、精密仪器和较难清洗部位必须手工清洗,此外对于清洗设备必须经常清洗和保养以免机器清洗失效。

维修案例: R.WOLF 8952.60 异物钳 钳头连接销断,无法使用 设备名称: R.WOLF 8952.60 异物钳
检测故障: 钳头连接销断,无法使用; 维修方案: 加工连接销,重新组装 维修时间: 3个工作日
保修周期: 非人为保一个月 安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久
安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久

广州云启设备有限公司成立于2016年，注册资本100万。目前致力于器械维修、外科设备维修、进口品牌耗材销售等。云启始终坚持“提供优质服务，服务大众”的理念，秉承并发扬“诚实守信”，对客户负责，坚决并充分保障客户的利益，持续稳定的为客户提供质量过硬的维修技术和稳妥、热心、优质的服务。“谨慎承诺、承诺必信”，您的评价和口碑是对我们大的奖赏。

我们致力于：维修器械做到，尽量做到零返修率！广州云启医辽设备维修服务有限公司提供手术器械维修，手术器械维修种类：各类手术抓钳、夹持钳、钛夹钳、分离钳、蓝钳类，电切操作手件等等，一般维修周期1-3个工作日，修复率高。广州云启还可以维修的项目：1、stryker、WOLF、STORZ、OLYMPUS等品牌的输尿管肾镜、经皮肾镜、李逊镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、关节镜、鼻窦镜、电切镜、脑室镜、椎间孔镜等硬镜；2、Olympus：WA50000A、WA50002A、WA50010A、WA50012A、WA50022A、WA50042A等型号电子腹腔镜；3、超声刀维修：超声刀主机、超声手柄换能器、超声刀、超声剪等

4、摄像系统维修：摄像主机、摄像头、光源、气腹机、高频电刀等；

4、手术器械维修：活检钳、异物钳、持针钳、陶瓷头、导光束、电凝钳、超声刀、超声换能器等；

5、电子细镜维修：ENF-VT，ENF-VT2，ENF-V2，CHF-V，BF-P150，BF-P180，CYF-VA2，URF-V等6、纤维输尿管镜、URF-P5、URF-P6、URF-

P6R、7325.071、7326.071、7325.172、11278AU1、11278A1、DUR-8、DUR-8E、DUR-8U等

7、维修OLYMPUS、FUJINON、PENTAX、WOLF、STORZ等品牌的电子软镜、纤维软镜；

8、动力系统维修：动力主机、脚踏、动力手柄、接头、附件等 维修案例一：ShenDa S5051 9011 异物钳

故障检测：钳头连接销断，钳头脱落 维修方案：加工配件，重新组装维修 维修周期：3个工作日

保修周期：非人为保修1个月

维修案例二：YOUSHI 异物钳 连接销断 设备名称：YOUSHI 异物钳 检测结果：连接销断

维修方案：拆开维修，更换连接销，组装钳头 维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保修1个月

安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久 安徽Stryker史赛克250-080-558钛夹钳维修要多久

[广东Stryker史赛克502-880-401操作手件维修案例](#)